












THUASNE

Lombamum®

fr	Ceinture lombo-sacrée de maternité	6
en	Lumbo-sacral belt for maternity	6
de	Lumbosakral-Stützgürtel für Schwangere	7
nl	Lumbosacrale zwangerschapsbrace	8
it	Cintura lombo-sacrale per gravidanza	9
es	Faja lumbosacral de maternidad	10
pt	Cinta lombossacral para grávidas	11
da	Lumbosakralt graviditetsbælte	12
fi	Lannerangan ja ristiselän tukivyö raskausajalle	13
sv	Lumbosakralt stödbälte graviditet	14
el	Zύνη οσφύος μπρόπτας	14
cs	Těhotenský bederní pás	15
pl	Orteza lędźwiowo-krzyżowa ciążowa	16
lv	Grūtniečiabas jostasvietas un krustu dājas josta	17
lt	Juosmens ir kryžkaulio diržas nėščiosioms	18
et	Rasedusaegne nimme-ristluu vöö	19
sl	Nosečniški oporni križno-ledveni pas	20
sk	Tehotenský lumbo-sakrálny pás	20
hu	Terhességi ágyék-keresztcsonti fűző	21
bg	Лумбо-сакрален колан за бременно	22
ro	Centură lumbosacrală pentru gravide	23
ru	Пояснично-крестцовый корсет для беременных	24
hr	Lumbalno-sakralni potporni pojasa tijekom trudnoće	25
zh	产妇腰部支撑带	26
ar	حزام للصدر وأسفل الظهر للولادة	27



fr	Tour de hanches	Hauteur : 21 cm
en	Hip measurement	Height: 21 cm
de	Hüftumfang	Höhe: 21 cm
nl	Heupomtrek	Hoogte: 21 cm
it	Circonferenza fianchi	Altezza: 21 cm
es	Circunferencia de cadera	Altura: 21 cm
pt	Perímetro de anca	Altura: 21 cm
da	Hoftemål	Højde: 21 cm
fi	Lantionympärys	Korkeus: 21 cm
sv	Höftvidd	Höjd: 21 cm
el	Περιφέρεια γοφών	Ύψος: 21 εκ.
cs	Obvod boků	Výška: 21 cm
pl	Obwód w biodrach	Wysokość: 21 cm
lv	Gurnu apkārtmērs	Augstums: 21 cm
lt	Klubų apimtis	Aukštis: 21 cm
et	Puusaümbermõõt	Kõrgus: 21 cm
sl	Obseg bokov	Višina: 21 cm
sk	Obvod panvy	Výška: 21 cm
hu	Csípőbőség	Magasság: 21 cm
bg	Обиколка на ханша	Височина: 21 см
ro	Circumferință soldurilor	Înălțime: 21 cm
ru	Окружность бедер	Высота: 21 см
hr	Obujam bokova	Visina: 21 cm
zh	臀围	高度 : 21 cm
ar	حياط الوركين	الارتفاع: 21 سم





fr	Dispositif médical	Un seul patient - à usage multiple	Lire attentivement la notice
en	Medical device	Single patient - multiple use	Read the instruction leaflet carefully
de	Medizinprodukt	Einzelner Patient - mehrfach anwendbar	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch
nl	Medisch hulpmiddel	Eén patiënt - meervoudig gebruik	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door
it	Dispositivo medico	Singolo paziente - uso multiplo	Leggere attentamente le istruzioni
es	Producto sanitario	Un solo paciente - uso múltiple	Leer atentamente las instrucciones
pt	Dispositivo médico	Paciente único – várias utilizações	Ler atentamente o folheto
da	Medicinsk udstyr	Enkelt patient – flergangsbrug	Læs brugsanvisningen omhyggeligt
fi	Lääkinnällinen laite	Potilaskohtainen – voidaan käyttää useita kertoja	Lue käyttöohje huolellisesti
sv	Medicinteknisk produkt	En patient – flera användningar	Läs bopacksedeln noga före användning
el	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Πολλαπλή χρήση – σε έναν μόνο ασθενή	Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
cs	Zdravotnický prostředek	Jeden pacient – vícenásobné použití	Pozorně si přečtěte návod
pl	Wyrób medyczny	Wielokrotne użycie u jednego pacjenta	Należy dokładnie przeczytać instrukcję
lv	Medicīniska ierīce	Viens pacients – vairākkārtēja lietošana	Rūpīgi izlasiet norādījumus
lt	Medicinos priemonė	Vienas pacientas – daugkartinis naudojimas	Atidžiai perskaitykite instrukciją
et	Meditiiniseade	Ühel patsiendi korduvalt kasutatav	Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult
sl	Medicinski pripomoček	En bolnik – večkratna uporaba	Pozorno preberite navodila
sk	Zdravotnícka pomôcka	Jeden pacient – viacnásobné použitie	Tento návod si pozorne prečítajte
hu	Orvostechnikai eszköz	Egyetlen beteg esetében többször újrahasználható	Figyelmesen olvassa el a betegtájékoztatót
bg	Медицинско изделие	Един пациент – многократна употреба	Прочетете внимателно листовката
ro	Dispozitiv medical	Un singur pacient – utilizare multiplă	Citiți cu atenție prospectul
ru	Медицинское изделие	Многократное использование для одного пациента	Внимательно прочтите инструкцию
hr	Medicinski proizvod	Jedan pacijent – višestruka uporaba	Pažljivo pročitajte priručnik
zh	医疗器械	一位患者-多次使用	仔细阅读说明书
ar	جهاز طبي	لمريض واحد - متكرر الاستعمال	اقرأ بعناية هذا الدليل



fr	Soutien	Décharge	Effet proprioceptif
en	Support	Off-loading	Proprioceptive effect
de	Stütze	Entlastung	Propriozeptive Wirkung
nl	Ondersteuning	Losmaken	Proprioceptieve werking
it	Sostegno	Scarico	Effetto proprioettivo
es	Sujeción	Descarga	Efecto propioceptivo
pt	Suporte	Alívio do peso	Efeito proprioetivo
da	Støtte	Aflastning	Proprioceptisk effekt
fi	Tuki	Vapautus	Liikeaiistiin kohdistuva vaikutus
sv	Stöd	Avlastning	Proprioceptriv effekt
el	Υποστήριξη	Αποφρότσιον	Αποτέλεσμα ιδιοδεκτικότητας
cs	Podpora	Snižení zátěže	Proprioceptivní účinek
pl	Podtrzymywanie	Odciążenie	Propriocepcaja
lv	Atbalsts	Atbrīvošana	Proprioceptīvs efekts
lt	Palaikymas	Apkrovos sumažinimas	Propriocepcinis poveikis
et	Toetus	Koormuse vähendamine	Proprioseptiivne toime
sl	Podpora	Razbremenitev	Proprioceptivni učinek
sk	Podpora	Uvolnenie	Proprioceptívny účinok
hu	Megtámasztás	Tehermentesítés	Proprioceptív hatás
bg	Поддръжка	Отбременяване	Проприоцептивен ефект
ro	Sustinere	Descărcare	Efect proprioceptiv
ru	Поддержка	Разгрузка	Проприоцептивный эффект
hr	Potpore	Rasterećenje	Učinak proprioceptivnog vježbanja
zh	支撑	减压	本体感
ar	الدعم	تحقيق ثقل	مفعول استقبال الحس العميق

CEINTURE LOMBO-SACRALE DE MATERNITÉ

Description/Destination

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition

Doublure en fibre de bambou confortable.

Deux bandeaux de soutien abdominal de tailles différentes (un bandeau correspondant à un tour de hanches < 106 cm ①, le second correspondant à un tour de hanches > 106 cm ②).

Sangle additionnelle doublée et réglable avec pastilles. ③

Languettes de centrage. ④

Baleines dorsales conformables. ⑤

Composants textiles : polyamide - polyuréthane - polyester - élasthanne - élastodiène - viscose

Composants non-textiles : acier trempé brossé - polyoxyméthylène

Propriétés/Mode d'action

Le dispositif permet de décharger le dos du poids du bébé.

Le dispositif permet d'assurer un soutien abdominal adapté : les bandeaux de soutien abdominal épousent parfaitement le corps tout au long de la grossesse et maintient fermement l'abdomen.

Indications

Douleurs lombaires liées à la grossesse.

Douleurs pelviennes liées à la grossesse (douleurs pelviennes postérieures, douleurs sacro-iliaques, douleurs symphysaires).

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Précautions

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Porter le dispositif au-dessus d'un vêtement fin.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

Avant la première utilisation, il est recommandé de faire conformer les baleines au dos du patient par un professionnel de santé.

Ne pas utiliser le dispositif dans un système d'imagerie médicale.

Ne pas utiliser le dispositif au cours du sommeil.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un soutien sans compression excessive.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, irritations...).

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place

Mise en place du dispositif

Le bandeau de soutien abdominal déjà placé sur la ceinture est celui correspondant à un tour de hanches < 106 cm. ④

Si cela correspond à votre taille actuelle, passer directement aux instructions de mise en place.

Si votre tour de hanches est supérieur à 106 cm : retirer le bandeau abdominal placé sur la ceinture. Le remplacer par le second puis l'attacher à la partie dorsale de la ceinture à l'aide de l'une des deux parties auto-agrippantes. ⑤

Les deux étiquettes doivent être orientées dans le même sens. La pointe du "V" sur le milieu du bandeau doit être dirigée vers le bas. ⑥

Réglage de la sangle additionnelle ⑦

Il est également possible de modifier la position des pastilles situées dans le dos :

- positionnées en hauteur, c'est le haut de votre dos qui sera maintenu. ⑧ ①

- positionnées plus bas, c'est le bas du dos qui sera maintenu. ⑧ ②

Dans le cas de sciatique il est possible de soutenir plus activement le côté douloureux en modifiant le réglage de la sangle additionnelle située du même côté. ⑧ ③

Mise en place du dispositif

Positionner la ceinture en utilisant le passe-doigt. ⑨

La pointe du "V" doit être dirigée vers le bas.

Fermor la ceinture et l'ajuster : le "V" doit être dans l'axe vertical du nombril. ⑩

La ceinture doit être centrée sur la colonne vertébrale : les baleines dorsales doivent être placées de part et d'autre de la colonne vertébrale. ⑪

Si ce n'est pas le cas, ajuster à l'aide des languettes de centrage situées dans le dos.

Le bas de la ceinture doit arriver au niveau du pli inter-fessier. Pour un soutien plus adapté, il vous est possible d'utiliser la sangle additionnelle.

Tirer simultanément et de façon homogène la sangle additionnelle. ⑫

Fixer les pastilles au milieu du bandeau abdominal. ⑬

Pendant la journée, possibilité d'ajuster le niveau de soutien en fonction des besoins.

Entretien

Ferrer les auto-agrippants avant lavage. Lavable en machine à 30°C (cycle délicat). Ne pas laver le dispositif en machine au-delà de 10 lavages. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas utiliser de séche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...). Sécher à plat.

Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Élimination

éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2010

Conserver cette notice

en

LUMBO-SACRAL BELT FOR MATERNITY

Description/Destination

The device is intended only for the treatment of the indications listed and for patients whose measurements correspond to the sizing table.

Composition

Comfort bamboo fibre lining.

Two abdominal support bands of different sizes (one band corresponding to a hip measurement of < 106 cm ①, the second corresponding to a hip measurement of > 106 cm ②). Adjustable, doubled additional strap with discs. ③

Centering tabs. ④

Conformable dorsal stays. ⑤

Texile components: polyamide - polyurethane - polyester - elastane - elastodiene - viscose

Non-textile components: brushed tempered steel - poloxymethylene

Properties/Mode of action

The device relieves the back from the baby's weight.

The device ensures an adapted abdominal support: the abdominal support bands closely fits the body throughout the pregnancy and provides firm support for the abdomen.

Indications

Pregnancy-related low back pain.

Pregnancy-related pain girdle pain (posterior pelvic pain, sacro-iliac pain, symphyseal pain).

Contraindications

Do not use in the event of known allergy to any of the components.

Do not apply the product in direct contact with broken skin.

Precautions

Verify the product's integrity before every use.

Wear the device above thin clothing.

Do not use the device if it is damaged.

Strictly comply with your healthcare professional's prescription and recommendations for use.

It is recommended that a healthcare professional adjust the stays to the shape of the patient's back before the belt is worn for the first time.

Do not wear the product in a medical imaging machine.

Do not wear the product while sleeping.

In the event of discomfort, significant hindrance, pain, abnormal sensations, remove the device and consult a healthcare professional.

It is recommended to adequately tighten the device to achieve support without excessive compression.

Undesirable side-effect

This device can cause skin reactions (redness, itching, irritations...).

Any serious incidents occurring related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

Instructions for use/Application

Fitting the device

The abdominal support band already in place on the belt is the band corresponding to a hip measurement of < 106 cm. ⑥

If it is the right size for you, go straight to the fitting instructions. If your hip measurement is greater than 106 cm: remove the abdominal band in place on the belt. Replace it with the other one then attach it to the dorsal part of the belt using one of the two self-fastening parts. ⑦

The two labels must face the same way.

The point of the "V" on the middle of the band must be pointing downwards. ⑧

Adjustment of the additional strap ⑨

It is also possible to change the position of the discs located at the back:

-if they are positioned high up, it is the top of your back that will be supported, ⑩ ⑪

-if they are positioned low down, it is the bottom of your back that will be supported, ⑫ ⑬

In the case of sciatica, it is possible to provide more active support for the painful side by adjusting the additional strap located on the same side. ⑭ ⑮

Fitting the device

Position the belt using the finger loop. ⑯

The point of the "V" must be pointing downwards.

Fasten the belt and adjust it: the "V" must be vertically in line with the navel. ⑯

The belt must be centered on the spine: the dorsal stays should be positioned on either side of the spine. ⑯

If it is not, adjust using the centering tabs located on the back. The bottom of the belt must stop at the top of the crease between the buttocks.

For an adapted support, you can use the additional strap.

Pull the additional strap simultaneously and evenly. ⑯

Attach the tabs on the centre of the abdominal band. ⑯

The level of support can be adjusted as required throughout the day.

Care

Close the self-fastening tabs before washing. Machine washable at 30°C (delicate programme). Do not machine wash the device more than 10 times. Do not dry clean. Do not use detergents, fabric softeners or aggressive products (products containing chlorine). Do not tumble-dry. Do not iron. Squeeze out excess water. Dry away from any direct heat source (radiator, sun, etc.). Dry flat.

Storage

Store at room temperature, preferably in the original packaging.

Disposal

Dispose of in accordance with local regulations.

Keep this instruction leaflet

de

LUMBOSAKRAL-STÜTZGÜRTEL FÜR SCHWANGERE

Beschreibung/Zweckbestimmung

Das Produkt ist ausschließlich für die Behandlung der aufgeführten Indikationen und für Patienten vorgesehen, deren Körpermaße der Größentabelle entsprechen.

Zusammensetzung

Innenfutter aus hautfreundlicher Bambusfaser.

Zwei Abdominal-Stützbänder in unterschiedlichen Größen (ein Band entspricht einem Hüftumfang von < 106 cm ①, das zweite entspricht einem Hüftumfang von > 106 cm ②).

Doppelter und mit Scheiben verstellbarer Zusatzgurt. ③

Zentrierlaschen. ④

Anpassbare Rücken-Stützstäbe. ⑤

Textilkomponenten: Polyamid - Polyurethan - Polyester - Elasthan - Elastodien - Viskose

Nicht-textile Bestandteile: Gehärteter, gebürsteter Stahl - Poyosymethylen

Eigenschaften/Wirkweise

Das Produkt ermöglicht es, den Rücken vom Eigengewicht des Babys zu entlasten.

Das Produkt ermöglicht eine angepasste Abdominal-Unterstützung: die abdominalen Stützbänder passen sich während der gesamten Schwangerschaft perfekt dem Körper an und halten den Bauch stabil.

Indikationen

Während der Schwangerschaft entstandene Kreuzschmerzen.
Während der Schwangerschaft entstandene Beckenschmerzen (späte Beckenschmerzen, Schmerzen im Iliosakralgelenk, Symphysenschmerzen).

Gegenanzeichen

Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden.

Das Produkt nicht direkt auf geschädigter Haut anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

Vor jeder Verwendung die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.

Das Produkt über einem dünnen Kleidungsstück tragen.

Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

Die von der medizinischen Fachkraft empfohlenen Verordnungen und Empfehlungen sind strikt einzuhalten.

Vor der ersten Verwendung wird empfohlen, die Stützstäbe am Rücken des Patienten von einem Arzt oder Orthopädietechniker anformen zu lassen.

Das Produkt nicht in einem medizinischen Bildgebungssystem verwenden.

Das Produkt nicht während des Schlafes verwenden.

Bei Unbehagen, großen Beschwerden, Schmerzen oder ungewohnten Empfindungen das Produkt ausziehen und den Rat eines Arztes oder Orthopädiertechnikers suchen.

Es wird empfohlen, das Produkt in angemessener Weise festzuziehen, um eine Unterstützung ohne übermäßigen Druck zu gewährleisten.

Unerwünschte Nebenwirkungen

Diese Vorrichtung kann Hautreaktionen hervorrufen (Rötungen, Juckreiz, Reizungen ...).

Jegliche schweren Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, indem der Nutzer und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

Gebräuchsanweisung/Anlegetechnik

Anlegetechnik des Medizinprodukts

Das bereits auf der Orthese angebrachte Abdominal-Stützband entspricht einem Hüftumfang von <106 cm. Ⓛ Wenn dies Ihrer aktuellen Größe entspricht, gehen Sie direkt zum Abschnitt zur Anlegetechnik.

Wenn Ihr Hüftumfang über 106 cm beträgt: Legen Sie das auf der Orthese angebrachte Abdominal-Band wieder ab. Tauschen Sie es gegen das zweite aus, und bringen Sie es mithilfe eines der beiden selbsthaftenden Teile am Rückenteil der Orthese an. Ⓛ

Die beiden Etiketten müssen in dieselbe Richtung zeigen. Der Punkt „V“ in der Mitte des Bandes muss nach unten zeigen. Ⓛ

Einstellung des Zusatzgurtes Ⓛ

Es ist auch möglich, die Position der Scheiben am Rücken einzustellen:

- Hoch oben eingestellt, wird der obere Rücken gestützt. Ⓛ

- niedriger eingestellt wird der untere Rücken gestützt Ⓛ Ⓛ

Bei Ischiasschmerzen kann der schmerzende Bereich aktiver gestützt werden, wenn die Regulierung des Zusatzgurtes auf der gleichen Seite verstellt wird. Ⓛ Ⓛ

Anlegetechnik des Medizinprodukts

Die Orthese mit Hilfe der Schlaufen positionieren. Ⓛ

Der Punkt „V“ muss nach unten zeigen.

Die Orthese schließen und ausrichten: Das „V“ muss in der vertikalen Bauchnabelachse liegen. Ⓛ

Die Orthese muss auf der Wirbelsäule zentriert werden:

Die Rücken-Stützstäbe müssen rechts und links von der Wirbelsäule positioniert werden. Ⓛ

Sollte dies nicht der Fall sein, mithilfe der Zentrierlaschen am Rücken ausrichten.

Der untere Teil der Orthese muss bis zur Gesäßfalte reichen.

Für eine noch genauere Unterstützung können Sie den Zusatzgurt verwenden.

Gleichzeitig und gleichmäßig am Zusatzgurt ziehen. Ⓛ

Die Scheiben in der Mitte des Abdominal-Bandes fixieren. Ⓛ

Die Stützstärke kann im Tagesverlauf nach Bedarf eingestellt werden.

Pflege

Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen. Maschinenwaschbar bei 30°C (Schonwaschgang). Das Produkt nicht mehr als 10 Maschinenwaschgänge aussetzen. Keine Trockenreinigung. Keine Reinigungsmittel, Weichspüler oder aggressive Produkte (chlorhaltige Produkte o. Ä.) verwenden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Wasser gut ausdrücken. Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne usw.) trocknen lassen. Flach ausgebreitet trocknen.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur und vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

Entsorgung

Den örtlich geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen.

Diesen Beipackzettel aufbewahren

nl

LUMBOSACRALE

ZWANGERSCHAPSBRACE

Omschrijving/Gebruik

Het hulpmiddel is alleen bedoeld voor de behandeling van de genoemde indicaties en voor patiënten van wie de maten overeenkomen met de maattabel.

Samenstelling

Comfortabele voering van bamboevezels.

Twee buiksteunbanden van verschillende grootte (één band voor heupen <106 cm Ⓛ, de tweede voor heupen >106 cm Ⓛ).

Extra gevoerde en verstelbare riem met lussen. Ⓛ

Centreelipjes. Ⓛ

Comfortabele rugbaleinen. Ⓛ

Textielcomponenten: polyamide - polyurethaan - polyester - elastaan - elastodien - viscose

Niet-textiele componenten: gehard geborsteld staal - polyoxymethylene

Eigenschappen/Werking

Het hulpmiddel ontlast de rug van het gewicht van de baby.

Het hulpmiddel biedt voldoende steun voor de buik: de buikbanden passen perfect om het lichaam tijdens de gehele zwangerschap en ondersteunen de buik goed.

Indicaties

Zwangerschapsgerelateerde rugpijn.

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (bekkenpijn achteraan, sacroiliacale pijn, symphyseale pijn).

Contra-indicaties

Gebruik het hulpmiddel niet in geval van bekende allergieën voor een van de componenten.

Laat het hulpmiddel niet in direct contact komen met een beschadigde huid.

Voorzorgsmaatregelen

Controleer de betrouwbaarheid van het hulpmiddel vóór elk gebruik.

Draag het hulpmiddel over dunne kleding.

Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd is.

Houd u strikt aan de voorschriften en de gebruiksinstructies van uw zorgprofessional.

Voor het eerste gebruik is het aanbevolen om de baleinen te laten aanpassen aan de rug van de patiënt door een zorgprofessional.

Houd het hulpmiddel uit de buurt van medische beeldvormende apparatuur.

Draag het hulpmiddel niet tijdens het slapen.

Ingeval van hinder, gebrek aan comfort, pijn, of abnormaal gevoel, het hulpmiddel uittrekken en een zorgprofessional raadplegen.

Het wordt aanbevolen om het hulpmiddel voldoende aan te spannen voor goede immobilisatie zonder dat de bloedsomloop wordt beperkt.

Ongewenste bijwerkingen

Dit hulpmiddel kan huidreacties veroorzaken (roodheid, jeuk, irritatie...).

Elk ernstig voorval met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Gebruiksaanwijzing

Het hulpmiddel aantrekken

De buiksteunband die reeds op de rugbrace is geplaatst, komt overeen met een heupomvang < 106cm.

Als dit overeenkomt met uw huidige maat, ga dan direct naar de pasinstructies.

Als uw heupomvang groter is dan 106 cm: verwijder de buikband die aan de rugbrace is bevestigd. Vervang de tweede band en bevestig hem aan het achterste deel van de rugbrace met een van de twee klittenbandsluitingen.

Beide etiketten moeten in dezelfde richting wijzen.

De punt van de "V" in het midden van de buikband moet naar beneden wijzen.

Afstellen van de extra band

Het is ook mogelijk de positie van de kussentjes aan de achterkant te wijzigen:

-als ze hoger worden geplaatst, wordt het bovenste deel van uw rug ondersteund

-als ze lager worden geplaatst, wordt de onderrug ondersteund

In het geval van ischias is het mogelijk de pijnlijke zijde actiever te ondersteunen door de afstelling van de extra band aan dezelfde zijde te wijzigen.

Het hulpmiddel aantrekken

Plaats de band met behulp van de vingerlus.

De punt van de "V" moet naar beneden wijzen.

Sluit de rugbrace en stel hem af: de "V" moet op één lijn liggen met de navel.

De rugbrace moet centraal op de wervelkolom worden geplaatst: de rugbaleinen moeten zich aan weerszijden van de wervelkolom bevinden.

Zo niet, stel dan bij met de centreerlipjes op de achterkant. De onderkant van de rugbrace moet zich op het niveau van de gluteale vouw (bil) bevinden.

Voor meer steun kunt u de extra band gebruiken.

Trek gelijkmataig en gelijktijdig aan de extra band.

Bevestig de kussentjes aan het midden van de buikband.

Gedurende de dag kunt u naargelang uw behoeften het niveau van ondersteuning aanpassen.

Vervanging

Sluit de klittenbandsluitingen voor elke wasbeurt. Machinewasbaar op 30°C (fijne was). Was het hulpmiddel niet vaker dan 10 keer in de wasmachine. Niet stomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, weekmakers of agressieve middelen (chloroproducten, enz.). Niet in de wasdroger. Niet strijken. Overtollig water uitspoelen. Uit de buurt van warmtebronnen laten drogen (radiator, zon, enz.). Liggend laten drogen.

Bewaaradvies

Bewaren op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele verpakking.

Verwijdering

Voor het hulpmiddel af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Bewaar deze bijsluiters

It

CINTURA LOMBO-SACRALE PER GRAVIDANZA

Descrizione/Destinazione d'uso

Il dispositivo è destinato esclusivamente al trattamento delle patologie elencate e ai pazienti le cui misure corrispondono a quelle riportate nella relativa tabella.

Composizione

Foderia in confortevole fibra di bambù.

Due fasce di supporto addominale di diverse dimensioni (una fascia corrispondente a una circonferenza fianchi < 106 cm , la seconda corrispondente a una circonferenza fianchi > 106 cm). Doppia cinghia aggiuntiva foderata regolabile tramite pastiglie.

Linguette di centraggio.

Stecche dorsali modellabili.

Componenti tessili: poliammide - poliuretano - poliestere - elastan - elastodiene - viscosa

Componenti non tessili: acciaio temperato spazzolato - poliosimilitemile

Proprietà/Modalità di funzionamento

Il dispositivo permette di alleggerire la schiena dal peso del bebè.

Il dispositivo garantisce un supporto addominale ottimale: le fasce di supporto si adattano perfettamente al corpo durante la gravidanza e mantengono saldamente l'addome.

Indicazioni

Dolori lombari legati alla gravidanza.

Dolori pelvici legati alla gravidanza (dolori pelvici posteriori, dolori sacro-iliaci, dolori della sifnisi pubica).

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergia nota a uno dei componenti.

Non mettere il prodotto a contatto diretto con la pelle lesa.

Precauzioni

Prima di ogni utilizzo, verificare l'integrità del dispositivo.

Indossare il dispositivo al di sopra di un indumento leggero.

Non utilizzare il dispositivo se danneggiato.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni e il protocollo di utilizzo indicato dal medico.

Prima di indossare il dispositivo per la prima volta, si consiglia di far modellare le stecche sulla schiena del paziente da un professionista sanitario.

Non utilizzare il dispositivo in un sistema di diagnostica per immagini.

Non utilizzare il dispositivo durante il sonno.

In caso di disagio, fastidio rilevante, dolore o sensazioni anomale, togliere il dispositivo e consultare un professionista sanitario.

Si raccomanda di regolare il dispositivo in maniera tale da garantire un corretto sostegno senza eccessiva compressione.

Effetti indesiderati secondari

Questo dispositivo può causare reazioni cutanee (arrossamento, prurito, irritazione, ecc.).

Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo dovrà essere notificato al fornitore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Istruzioni d'uso/Posizionamento

Posizionamento del dispositivo

La fascia di supporto addominale già posizionata sulla cintura corrisponde a una circonferenza fianchi < 106 cm. 

Se corrisponde alla propria taglia, passare direttamente alle istruzioni di posizionamento.

Se la circonferenza fianchi è maggiore di 106 cm: rimuovere la fascia addominale presente sulla cintura. Sostituirla con la seconda poi fissarla alla parte dorsale della cintura utilizzando una delle due parti autoadesive. 

Entrambe le etichette devono essere rivolte nella stessa direzione.

La punta della "V" al centro della fascia deve essere rivolta verso il basso. 

Regolazione della cinghia aggiuntiva

È inoltre possibile modificare la posizione delle pastiglie poste sul retro:

- collocandole in alto, si aumenta il sostegno alla parte superiore della schiena.  

- collocandole in basso, si aumenta il sostegno alla parte inferiore della schiena.  

In caso di scialalgia, è possibile sostenerne più attivamente il lato dolente modificando la regolazione della fascia aggiuntiva posta sullo stesso lato.  

Posizionamento del dispositivo

Posizionare la cintura utilizzando il passadita. 

La punta della "V" deve essere rivolta verso il basso.

Chiudere la cintura e regolarla: la "V" deve trovarsi sulla verticale dell'ombelico. 

La cintura deve essere centrata sulla colonna vertebrale: le stecche dorsali devono trovarsi su entrambi i lati della colonna vertebrale. 

In caso contrario, regolare utilizzando le linguette di centraggio sul retro.

La parte inferiore della cintura deve arrivare a livello del solco intergluteo.

Per un sostegno più personalizzato, è possibile utilizzare la cinghia aggiuntiva.

Tirare contemporaneamente e in modo omogeneo la cinghia aggiuntiva. 

Fissare le pastiglie al centro della fascia addominale. 

Durante la giornata è possibile regolare il livello di sostegno a seconda delle esigenze.

Pulizia

Chiudere le strisce adesive prima del lavaggio. Lavabile in lavatrice a 30°C (ciclo delicato). Non lavare il dispositivo in lavatrice per oltre 10 cicli. Non lavare a secco. Non utilizzare prodotti detergenti, ammorbidente o aggressivi (prodotti clorati, ecc.). Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Strizzare senza torcere. Far asciugare lontano da fonti di calore diretta (calorifero, sole, ecc.). Far asciugare in piano.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nella confezione originale.

Smaltimento

Smaltire conformemente alla regolamentazione locale in vigore.

Conservare queste istruzioni.

es

FAJA LUMBOSACRAL DE MATERNIDAD

Descripción/Uso

El dispositivo está destinado únicamente al tratamiento de las indicaciones listadas y a los pacientes cuyas medidas correspondan a la tabla de tallas.

Composición

Forro de fibra de bambú confortable.

Dos bandas de sujeción abdominal de tallas diferentes (una banda correspondiente a una cintura < a 106 cm  y la segunda correspondiente a una cintura > a 106 cm .

Correa adicional doblada y ajustable con pastillas. 

Lengüetas de centrado. 

Ballenás dorsales adaptables. 

Componentes textiles: poliamida - poliuretano - poliéster - elastano - elastodieno - viscosa

Componentes no textiles: acero templado pulido - polioximetileno

Propiedades/Modo de acción

El dispositivo permite descargar la espalda del peso del bebé. El dispositivo permite garantizar un apoyo abdominal adecuado: las bandas de apoyo abdominal ciñen perfectamente el cuerpo a lo largo de todo el embarazo y sujetan firmemente el abdomen.

Indicaciones

Dolores lumbares vinculados al embarazo.

Dolores pélvicos relacionados con el embarazo (dolores pélvicos posteriores, dolores sacroiliacos, dolores sinfisiarios).

Contraindicaciones

No utilizar en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

No colocar el producto directamente en contacto con la piel lesionada.

Precauciones

Verifique la integridad del dispositivo antes de utilizarlo.

Coloque el dispositivo por encima de una prenda fina.

No utilice el dispositivo si está dañado.

Siga estrictamente la prescripción y el protocolo de utilización recomendado por el profesional sanitario.

Antes del primer uso, se recomienda que un profesional sanitario ajuste bien las ballenas a la espalda del paciente.

No utilice el dispositivo en un sistema de diagnóstico médico por imagen.

No utilice el dispositivo durante el sueño.

En caso de incomodidad, molestia importante, dolor, sensaciones anómalas, quite el dispositivo y consulte a un profesional sanitario.

Se recomienda apretar de manera adecuada el dispositivo para garantizar una sujeción sin una compresión excesiva.

Efectos secundarios indeseables

Este dispositivo puede producir reacciones cutáneas (rojeces, picores, irritaciones...).

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo

debería ser objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o el paciente.

Modo de empleo/Colocación

Colocación del dispositivo

La banda de sujeción abdominal ya colocada sobre la faja es la correspondiente a una cintura <106 cm. \textcircled{A}

Si esto se corresponde con su talla actual, pasar directamente a las instrucciones de colocación.

Si su cintura es superior a 106 cm: retirar la banda abdominal colocada sobre la faja. Sustitúrla por la segunda y acoplarla a la parte dorsal de la faja con la ayuda de una de las dos partes autoadherentes. \textcircled{B}

Las dos etiquetas deberán estar orientadas en el mismo sentido.

La punta de la "V" del centro de la banda deberá estar dirigida hacia abajo. \textcircled{C}

Ajuste de la correa adicional \textcircled{D}

También podrá modificar la posición de las pastillas situadas en la espalda:

- colocadas arriba, se sujetará la parte superior de su espalda $\textcircled{1}$.

- colocadas más abajo, se sujetará la parte inferior de su espalda. $\textcircled{2}$

En caso de ciática, será posible sujetar de forma más activa el lado doloroso modificando el ajuste de la correa adicional situada en el mismo lado. $\textcircled{3}$

Colocación del dispositivo

Posicione la faja utilizando el pasadedo. \textcircled{E}

La punta de la "V" deberá estar dirigida hacia abajo.

Cerrar la faja y ajustarla: la "V" deberá estar en el eje vertical del ombligo. \textcircled{F}

La faja debe estar centrada en su columna vertebral: se deben colocar las ballenas dorsales a ambos lados de la columna vertebral. \textcircled{G}

Si no fuera el caso, ajustar con la ayuda de las lengüetas de centrado situadas en la espalda.

La parte inferior de la faja deberá llegar al nivel del pliegue entre los glúteos.

Para una sujeción más adecuada, podrá utilizar la correa adicional.

Tire simultáneamente y de forma homogénea de la correa adicional. \textcircled{H}

Fije las pastillas en el centro de la banda abdominal. \textcircled{I}

En cualquier momento del día, podrá ajustar el nivel de sujeción en función de sus necesidades.

Mantenimiento

Cierre las piezas autoadherentes antes del lavado. Lavable a máquina a 30°C (ciclo delicado). No lave el dispositivo a máquina más allá de 10 lavados. No lave en seco. No utilice detergentes, suavizantes o productos agresivos (productos clorados...). No secar en secadora. No planche. Escurra mediante presión. Seque lejos de una fuente directa de calor (radiador, sol...). Seque en posición plana.

Almacenamiento

Almacene a temperatura ambiente, preferentemente en el embalaje original.

Eliminación

Elimine conforme a la reglamentación local vigente.

Conservar estas instrucciones.

pt

CINTA LOMBOSSACRAL PARA GRÁVIDAS

Descrição/Destino

Este dispositivo é destinado unicamente ao tratamento das indicações listadas e para pacientes cujas medidas correspondem à tabela de tamanhos.

Composição

Dobra confortável em fibra de bambu.

Duas bandas de suporte abdominal de diferentes tamanhos (uma faixa correspondente a uma circunferência da anca <106 cm $\textcircled{1}$ e a outra correspondente a uma circunferência da anca >106 cm $\textcircled{2}$). Fita adicional dobrada e regulada com pastilhas. $\textcircled{3}$

Linguetas de centralização. $\textcircled{4}$

Almofadas dorsais ajustáveis. $\textcircled{5}$

Componentes têxteis: poliamida - poliuretano - poliéster - elastano - elastodieno - viscose

Componentes não têxteis: aço temperado escovado - polioximetileno

Propriedades/Modo de ação

O dispositivo permite aliviar as costas do peso do bebé.

O dispositivo permite garantir um suporte abdominal adaptado: as bandas de suporte abdominal ajustam-se perfeitamente ao corpo durante toda a gravidez e sustentam firmemente o abdómen.

Indicações

Dores lombares relacionadas com a gravidez.

Dores pélvicas relacionadas com a gravidez (dores pélvicas posteriores, dores sacroiliacas, dores síntisírias).

Contraindicações

Não utilizar em caso de alergia conhecida em relação a um de seus componentes.

Não colocar o produto diretamente em contacto com uma pele lesionada.

Precauções

Verificar a integridade do dispositivo antes de cada utilização. Usar o dispositivo por cima de uma roupa fina.

Não utilizar se o dispositivo estiver danificado.

Manter-se em estrita conformidade com a prescrição e o protocolo de utilização recomendado pelo seu profissional de saúde.

Antes da primeira utilização, recomenda-se que um profissional de saúde adapte as almofadas às costas do doente.

Não utilizar o dispositivo em um sistema médico de imagem.

Não utilizar o dispositivo durante o sono.

Em caso de desconforto, de incômodo grave, de dor e sensações anormais, retirar o dispositivo e consultar um profissional de saúde.

É recomendado o aperto do dispositivo de forma adequada para garantir uma suporte sem compressão excessiva.

Efeitos secundários indesejáveis

Este dispositivo pode provocar reações cutâneas (rubores, comichão, irritação,...).

Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deverá ser objeto de notificação junto do fabricante e junto da autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

Aplicação/Colocação

Colocação do dispositivo

A banda de suporte abdominal já colocada na cinta é a correspondente a uma circunferência da anca <106 cm. \textcircled{A}

Se isso corresponde ao seu tamanho atual, passar diretamente às instruções de colocação.

Se a círcunferência da sua anca for superior a 106 cm: retirar a banda abdominal colocada na cinta. Substitua-a pela segunda e fixe-a à parte dorsal da cinta com o auxílio de uma das duas partes autofixantes. ⑥

As duas etiquetas devem estar orientadas no mesmo sentido.

A ponta do "V" no meio da cinta deve estar virada para baixo. ⑦

Regulação da fita adicional ⑧

É também possível modificar a posição das pastilhas situadas nas costas:

- posicionadas acima, será imobilizada a parte superior das suas costas. ⑨ ①

- posicionadas mais abaixo, será imobilizada a parte inferior das suas costas. ⑩ ②

No caso de dor crónica, é possível apoiar mais ativamente o lado dorido modificando a regulação da fita adicional situada no mesmo lado. ⑪ ③

Colocação do dispositivo

Posicionar a cinta utilizando o espaço existente no plastrão. ⑫

A ponta do "V" deve estar virada para baixo

Fechar a cinta e ajustar: o "V" deve estar no eixo vertical do umbigo. ⑬

A cinta deve ficar centrada na coluna vertebral: as almofadas dorsais devem estar colocadas de um lado e do outro da coluna vertebral. ⑭

Se não for o caso, ajustar com o auxílio das linguetas de centralização situadas nas costas.

A parte de baixo da cinta deve chegar ao nível da dobra interglútea.

Para um suporte mais adaptado, é possível utilizar a fita adicional

Puxar simultaneamente e de forma uniforme a fita adicional. ⑮

Fixar as pastilhas no meio da banda abdominal. ⑯

Durante o dia, é possível ajustar o nível de suporte em função das necessidades.

Conservação

Fehar os velcros antes da lavagem. Lavável na máquina a 30°C (ciclo delicado). Não lavar o dispositivo em máquina além de 10 lavagens. Não limpar a seco. Não utilizar detergentes, amaciadores ou produtos agressivos (produtos com cloro...). Não utilizar máquina de secar roupa. Não passar a ferro. Escorrer através de pressão. Secar longe de fontes diretas de calor (radiador, sol...). Secar em posição plana.

Armazenamento

Armazenar em temperatura ambiente, de preferência na embalagem de origem.

Eliminação

Eliminar em conformidade com a regulamentação local em vigor.

Guardar estas instruções

da

LUMBOSAKRAL GRAVIDITETS BÆLTE

Beskrivelse/Tiltænkt anvendelse

Udstyret er udelukkende beregnet til behandling af de anførte indikationer og til patienter med mål, som svarer til størrelsesskemaet.

Sammensætning

Komfortabel foring i bambusfiber.

To abdominale støttebind i forskellige størrelser (et bind, der svarer til en hoftevidde < 106 cm ①, og et andet, der svarer til en hoftevidde > 106 cm ②).

Ekstra foret og indstillelig strop med dupper. ③

Centreringslapper. ④

Formtilpasselige dorsale afstivere. ⑤

Elementer i tekstil: polyamid - polyurethan - polyester - elastan- elastodien - viskose

Ikke tekstile komponenter: børstet hærdet stål - polyoxymethylen

Egenskaber/Handlingsmekanisme

Udstyret afslaster ryggen for babyens vægt.

Udstyret sikrer en egnet abdominal støtte: De abdominale støttebind følger kroppens form fuldstændigt under hele graviditeten og giver en fast understøtning af maven.

Indikationer

Landesmerter relateret til graviditet.

Bækvensmerter relateret til graviditet (posteriore bækvensmerter, smerte i sakroiliakaleddet, symfysemerter).

Kontraindikationer

Må ikke bruges i tilfælde af kendt allergi over for et af komponenterne.

Produktet må ikke placeres i direkte kontakt med en læderet hud.

Forholdsregler

Kontroller, at produktet er intakt før hver brug.

Udstyret skal bæres over en tyndbeklædningsgenstand.

Udstyret må ikke bruges, hvis det er beskadiget.

Den sundhedsfaglige persons ordinering og protokol vedrørende anvendelse skal følges meget nøje.

Inden første brug anbefales det, at en sundhedsfaglig person tilpasser afstiverne til patientens ryg.

Brug ikke udstyret i et medicinsk billeddannelsessystem.

Brug ikke udstyret, når du sover.

I tilfælde af ubehag, større gener, smærter eller unormale følelser, skal udstyret fjernes og en sundhedsfaglig person kontaktes.

Det anbefales at stramme udstyret på en passende måde for at sikre en støtte uden overdrevne kompressioner.

Bivirkninger

Dette udstyrt kan fremkalde hudreaktioner (rødmen, klø, irritation...).

Enhver alvorlig hændelse, som opstår i forbindelse med udstyret, skal meddeles til producenten og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

Brugsanvisning/Påsætning

Påsætning af udstyret

Det abdominale støttebind, som allerede er sat på bæltet, er det bind, der svarer til en hoftevidde < 106 cm. ⑮

Hvis det svarer til dine faktiske mål, skal du gå direkte til anvisningerne vedrørende påsætning.

Hvis din hoftevidde er større end 106 cm: tag mavebindet placeret på bæltet af. Udkift det med det andet bind og fastgør det til den dorsale del ved hjælp af en af de to dele med burrebånd. ⑯

De to etiketter skal være vendt i samme retning.

"Vets" spids midt på bindet skal vendt nedad. ⑯

Indstilling af den ekstra strop ⑯

Der er også muligt at ændre placeringen af dupperne i ryggen:

-når de sidder højt oppe, er det den øverste del af ryggen, der fastholdes ① ①

-når de sidder længere nede, er det den nederste del af ryggen, der fastholdes. ② ②

I tilfælde af iskias er det muligt at støtte den smertende side mere aktivt ved at ændre indstillingen af den ekstra strop i samme side. ③ ③

Påsætning af udstyret

Placer bæltet ved hjælp af fingerstroppen. ©

"V'ets" spids skal vende nedad.

Luk bæltet, og juster det: "V'et" skal sidde i navlens lodrette akse. Ⓛ

Bæltet skal være centreret på rygsøjlen: Rygsterverne skal være placeret på hvr sin side af rygsøjlen. Ⓜ

Hvis det ikke er tilfældet, skal det justeres ved hjælp af centeringslappen på ryggen.

Den nederste del af bæltet skal nå ned til kløften mellem ballerne.

Det er muligt at bruge den ekstra strop for at opnå en mere passende støtte.

Træk samtidigt og på en ensartet måde i den ekstra strop. Ⓝ

Fastgør dupperne midt på mavebindet. Ⓞ

Det er muligt at justere støtten i løbet af dagen efter behov.

Pleje

Luk burrebåndene før vask. Kan vaskes i maskine ved 30°C (skåneprogram). Vask ikke udstyret i maskine i over 10 vask. Må ikke kemisk renses. Brug ikke rensemidler, blodgøringsmidler eller aggressive produkter (klorholdige produkter m.m.). Må ikke tørretumbles. Må ikke stryges. Pres vandet ud. Lad tørre på afstand af en direkte varmekilde (radiator, sol m.m.). Lad tørre fladt.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur og helst i den originale emballage.

Bortskaffelse

Skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

Opbevar vejledningen

fi

LANNERANGAN JA RISTISELÄN TUKIVÖY RASKAUSAJALLE

Kuvaus/Käyttötarkoitus

Tämä väline on tarkoitettu vain lueteltujen käyttöaiheiden hoitoon ja valitsemalla potilaalle oikea koko oheisesta kokotaulukosta.

Rakenne

Mukava bambukuituvuori.

Kaksi erikoistoa vatsan tukinuuhua (kokovaihtoehdot: vyötörön ympärysmitta < 106 cm ①, toinen vastaa vyötörön ympärysmittaa > 106 cm ②).

Vuorattu, pyöreillä tarroilla säädetväli lisähihna. ③

Keskitysliuskat. ④

Mukautuvat selkävahvikkeet. ⑤

Tekstiilikomponentit: polyamidi - polyuretaani - polyesteri - elastaani - elastodieeni - viskoosi

Ei-tekstiilikomponentit: harjattu karkaistu teräs - polyoksimetyeeni

Ominaisuudet/Toimintatapa

Tuote keventää vauvan painon aiheuttamaa selän rasitusta.

Tuote tukee vatsaa tarpeen mukaan: vatsan tukihihnat sopivat täydellisesti vartaloon koko raskauden ajan ja tukevat vatsaa napakasti.

Käyttöaiheet

Raskausajan alaselkäkipu.

Raskausajan lantion kipu (posteriorinen lantion kipu, suoli-ristiluulioksen kipu, häpylioksen kipu).

Vasta-aiheet

Älä käytä, jos tiedossa on allergia jollekin rakenneosista.

Älä aseta tuotetta suoraan kosketuksiin vaurioituneen ihmikanseen.

Varotoimet

Tarkista laitteen eheys ennen jokaista käyttötä.

Käytä välinettä ohuen vaatteen päällä.

Älä käytä välinettä, jos se on vaurioitunut.

Noudata ehdottomasti lääkärin antamia ohjeita ja käytösosuuksia.

Suoittelimme, että terveydenhuollon ammattilainen säättää pystytetut potilaan selläle sopivaksi ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Älä käytä välinettä lääketieteellisessä kuvantamisjärjestelmässä.

Älä käytä välinettä nukkuessasi.

Jos tuote on epämukava, se aiheuttaa merkittävästi haittaa, kipua tai epätavanomaisia tuntemuksia, poista tuote ja kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Kiristä tuote sopivasti niin, että se tukee puristamatta kuitukenaan liikaa.

Ei-toivotut sivuvaikutukset

Tämä tuote voi aiheuttaa ihoreaktioita (esim. punoitusta, kuitinaa, ärskytystä).

Kaikista välineen yhteydessä tapahtuvista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käytäjää ja/tai potilas on.

Käytöohje/Asettamisen

Tuotteen asentaminen

Vyöhön valmiiksi asetettu vatsan tukinuha sopii lantion ympärysmitalle < 106 cm. ④

Jos tämä vastaa nykyistä kokoasi, siirry suoraan asennushohjeisiin.

Jos lantiosi ympärys on yli 106 cm, poista vyöhön asetettu vatsanauha. Vaihda vatsanauha toiseen ja kiinnitä se vyön selkäosaan toisella kahdesta tarraosasta. ⑧

Molempien tarrojen on oltava samansuuntaisia.

Nauhan keskellä olevan V:n kärjen tulee osoittaa alaspäin. ©

Lisähihnan säättäminen

Myös selkäpuolelle olevien pyöreiden tarrojen asentoa voidaan muuttaa:

- Ylhällä asetettuna ne tukevat yläselkää ①

- Alemmaksi sijoitettuna ne tukevat alaselkää ②

Ilskiaan hoidossa kiviluallampaa puolta voidaan tukea aktivisemmin muuttamalla samalla puolella sijaitsevan lisähihnan säättöä. ③

Tuotteen asentaminen

Aseta vyö sormilokin avulla. ⑥

V:n kärjen tulee osoittaa alaspäin.

Sulje vyö ja säädä se: V-muodon on oltava samassa pystylinjassa nauhan kanssa. ⑦

Nauhoitettu osa on keskitettävä selkärangan ympärille: selkävahvikkeet on sijoitettava selkärangan molemmiin puolin. ⑧

Säädä tarvitessa tuote keskelle käyttämällä takana olevia keskitysliuskoja.

Vyön alareunan on yllättävä pakaravaon kohdalle asti.

Poista säätää tukea sopivammaksi lisähihnalta.

Vedä samanaikaisesti ja tasaisesti lisähihnasta. ⑨

Kiinnitä pyöreät tarrat vatsanauhan keskelle. ⑩

Voit päivän mittaan säättää tukea tarpeen mukaan.

Hoito

Sulje tarraikiinnekkeet ennen pesua. Konepestävä 30°C:ssa (hiengipesu). Älä pese välinettä konepesussa yli 10 kertaa.

Ei saa kuivapestää. Älä käytä pesuaineita, huuhteluaineita

tai voimakkaita tuotteita (kloro sisältävä tuotteet). Ei saa kuivata kuivausrummussa. Ei saa silittää. Puristele liikaa vesi pois. Anna kuivua etäällä suorasta lämmönlähteestä (lämpöpatteri, auringonvalo jne.). Kuivata tasossa.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmissä, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa.

Hävittäminen

Hävitä voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Säilytä nämä käyttöohjeet

sv

LUMBOSAKRALT STÖDBÄLTE GRAVIDITET

Beskrivning/Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för behandling av de angivna indikationerna och för patienter vars mått motsvarar storkställbollen.

Sammansättning

Bekvämt bambufiberfoder.

Två bukstäböband i olika storlekar (ett band motsvarar en höftomkrets på < 106 cm ①, det andra motsvarar en höftomkrets på > 106 cm ②).

Fodrad och justerbart extra rem med märken. ③

Centeringsflikar. ④

Formbara ryggskenor. ⑤

Material textilier: polyamid - polyuretan - polyester - elastan - elastodien - viskos

Icke-textila komponenter: borstat hårdat stål - polyoximetylen

Egenskaper/Verkningssätt

Produkten avlastar ryggen från barnets vikt.

Produkten säkerställer lämpligt bukstäbö: bukstäböbanden passar perfekt under hela graviditeten och ger ett fast stöd till magen.

Indikationer

Ryggsmärta på grund av graviditet.

Bäckenvärk i samband med graviditet (bakre bäckenvärk, smärta från sacroiliacaleden, symfyssmärta).

Kontraindikationer

Får ej användas vid känd allergi mot något av innehållsstoffen. Applicera inte produkten direkt på skadad hud.

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera att produkten är hel före varje användning.

Bär produkten över ett tunt klädesplagg.

Får ej användas om produkten är skadad.

Följ noga rekommendationer och bruksanvisningar från sjukvårdspersonalen.

Första användningen rekommenderas det att vårdpersonalen formar skornna efter patientens rygg.

Använd inte produkten i en apparat för medicinsk avbildning.

Använd inte produkten när du sover.

Vid obehag, betydande besvär, smärta eller onormala förmömmelser bör produkten avlägsnas och vårdpersonal kontaktas.

Dra åt produkten lagom mycket för att uppnå stöd utan att dra åt för mycket.

Biverkningar

Produkten kan orsaka hudreaktioner (rodnad, klåda, irritation osv.).

Alla allvarliga incidenter i samband med användningen av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användningen och/eller patienten är etablerad.

14

Bruksanvisning/Användning

Användning av produkten

Bukstäböbandet som redan finns på plats på bältet motsvarar en höftomkrets på < 106 cm ④

Gå vidare till användningsinstruktionerna om detta matchar din nuvarande storlek.

Om ditt höftmått är större än 106 cm: ta bort bukbandet på bältet. Byt ut det till andra och fåst det sedan på den bakre delen av bältet med en av de två kardborrebandsdelarna. ⑤

Båda etiketterna måste placeras i samma riktning.

Spetsen på V:et mitt på bandet ska peka nedåt. ⑥

Inställning av den extra remmen ⑦

Det är också möjligt att ändra placeringen av märkena på baksidan:

- Om de placeras högt kommer den övre delen av ryggen att stödjas. ⑧ ①

- Om de placeras lågt kommer den nedre delen av ryggen att stödjas. ⑨ ②

När det gäller ischias är det möjligt att stödja den smärtssamma sidan mer aktivt genom att ändra justeringen av den extra remmen på samma sida. ⑩ ③

Användning av produkten

Placer bältet med hjälp av fingerhållet. ⑪

Spetsen på V:et ska peka nedåt.

Stäng bältet och justera det: V:et måste vara i navelns vertikala axel. ⑫

Snörningsdelen måste placeras över rygraden: platorna måste placeras på vardera sida om rygraden. ⑬

Om så inte är fallet, justera med hjälp av centeringsflikarna på baksidan.

Bältets nedre del måste placeras i linje med ryggslutet.

För mer anpassat stöd kan du använda den extra remmen.

Dra samligt och jämnt den extra remmen. ⑭

Fast märkena i mitten av bukbandet. ⑮

Under dagen kan du justera stödnivån efter behov.

Skötsel

Försök kardborrebanden före tvätt. Kan tvättas i maskin i högst 30°C (skontvätt). Tvätta inte produkten i maskin mer än 10 gånger. Får ej kemtvättas. Använd inte rengöringsmedel, sköljmedel eller alltför starka produkter (med klor). Får ej torktumlas. Får ej strykas. Pressa ur vattnet. Låt lufttorka långt ifrån direkta värmeällor (värmeelement, sol osv.). Torkas plant.

Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur, helst i ursprungsförpackningen.

Kassering

Kassera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

Behåll dessa instruktioner

ει

ΣΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή/Σημείο εφαρμογής

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη θεραπεία των αναφέρουμενών ενδείξεων και για ασθενείς των οποίων οι διαστάσεις αντιστοιχούν στον πίνακα μεγεθών.

Σύνθετος

Εσωτερική επένδυση από ίνες μπαμπού που προσφέρει άνεση. Δύο λωρίδες κούλακης υποστήριξης διαφορετικού μεγέθους (λωρίδα για περιμέτρο σιτιών < 106 εκ. ①, δεύτερη λωρίδα για περιμέτρο σιτιών > 106 εκ. ②).

Πρόσθετος μίαντας, επενδεδυμένος και ρυθμιζόμενος με παστίλιες. ③

Γλωσσίδια κεντραρίσματος. ④

Διαμορφούμενες ραχιάies μπανέλες. ⑤

Εξαρτήματα από ύφασμα: Πολυυαμίδη - Πολυουρεθάνη - Πολυεστέρας - Ελαστομερή ίνα - Βισκόζη

Εξαρτήματα που δεν είναι από ύφασμα: Σκληρυμένος βουρτσισμένος κάλυβας - Πολυοξεμεθυλένιο

Ιδιότητες/Μηχανισμός δράσης

Το προϊόν επιτρέπει την αποφόρτιση της πλάτης από το βάρος του μωρού.

Το προϊόν επιτρέπει την εξασφάλιση προσαρμοσμένης κοιλιακής υποστήριξης: οι λωρίδες κοιλιακής υποστήριξης αγκαλιάζουν άψογα το σώμα καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και συγκρατούν σταθερά την κοιλιακή χώρα.

Ενδείξεις

Πόνοι στη σπονδυλική στήλη λόγω εγκυμοσύνης.

Πυελικοί πόνοι λόγω εγκυμοσύνης (οπίσθιοι πυελικοί πόνοι, πόνοι στην ιερολαγόνια άρθρωση, πόνοι στην ηβική σύμφυση).

Αντενδείξεις

Μην την χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Μη τοποθετείτε το προϊόν απευθείας σε επαφή με τραυματισμένο δέρμα.

Προφυλάξεις

Βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος πριν από καθέ χρήση.

Να φοράτε τη συσκευή πάνω από λεπτά ρούχα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι υποστεί ζημιά.

Τηρείτε αυστηρά τη συνταγή και το πρωτόκολλο χρήσης που συνιστά ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί.

Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται οι μπανέλες να διαμορφωθούν ώστε να προσαρμοστούν στην πλάτη του ασθενούς από έναν επαγγελματία υγείας.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σύστημα ιατρικής απεικόνισης.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τον ύπνο.

Σε περίπτωση ενόχλησης, έντονης δυσφορίας, πόνου μην ψυστολιγών αισθήσεων, αφαίρεστε το προϊόν και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Συνιστάται να σφίξετε επαρκώς το προϊόν προκειμένου να εξασφαλίσετε υποστήριξη χωρίς υπερβολική συμπίεση.

Δευτερεύουσες ανενιγμέντες ενέργειες

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει δερματικές αντιρράσεις (κοκκινίλες, κνημόπ., ερεθισμό...).

Κάθε σοβαρό συμβάν που προκύπτει και σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να κοντοποιείται στον κατακευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Οδηγίες χρήσης/Τοποθέτηση

Τοποθέτηση του προϊόντος

Η λωρίδα κοιλιακής υποστήριξης που είναι ήδη τοποθετημένη επάνω στη ζώνη αντιστοιχεί σε περίμετρο ισχίων < 106 εκ. ⑥ Εάν αυτό το μέγεθος καλύπτει το δίκο σας μέγεθος σας, προχωρήστε απευθείας στις οδηγίες εφαρμογής.

Εάν ο περίμετρος ισχίων σας είναι μεγαλύτερο από 106 εκ., αφαίρεστε την λωρίδα που βρίσκεται επάνω στη ζώνη. Αντικαταστήστε με την δεύτερη λωρίδα και κολλήστε την στο ραχιαίο τμήμα της ζώνης με τη βοήθεια του ενός εκ των δύο αυτοκόλλητων τημάτων. ⑦

Οι δύο ετικέτες πρέπει να είναι στραμμένες προς την ίδια κατεύθυνση.

Η μύτη της ένδειξης «V» στο κέντρο της λωρίδας πρέπει να στραμμένη προς τα κάτω. ⑧

Ρύθμιση του επιπρόσθιου μάντα ⑨

Μηρούρετε επίσης να αλλάξετε τη θέση των παστιλιών που βρίσκονται στο πίσω μέρος:

- Εάν τις τοποθετήσετε ψηλά, θα συγκρατείται το επάνω μέρος της πλάτης σας. ⑩ ⑪

- Εάν τις τοποθετήσετε πιο χαμηλά, θα συγκρατείται το κάτω μέρος της πλάτης σας. ⑫ ⑬

Σε περίπτωση σωκαλίγας, μπορείτε να εξασφαλίσετε ενισχυμένη υποστήριξη της σχετικής πλευράς τροποποιώντας τη ρύθμιση του πρόσθιου μάντα που βρίσκεται στην ίδια πλευρά. ⑭ ⑮

Τοποθέτηση του προϊόντος

Τοποθετήστε τη ζώνη χρησιμοποιώντας τη θηλιά δακτύλου. ⑯ Η μύτη της ένδειξης «V» πρέπει να στραμμένη προς τα κάτω. Κλείστε τη ζώνη και προσαρμόστε την: η ένδειξη «V» πρέπει να βρίσκεται στον κάθετο άξονα του υφασμάτου. ⑰

Η ζώνη πρέπει να είναι κεντραρισμένη πάνω στην σπονδυλική στήλη οι ραχιαίες μπανέλες πρέπει να είναι τοποθετημένες από την μία και την άλλη πλευρά της σπονδυλικής στήλης. ⑯ Διαφορετικά, προσαρμόστε χρησιμοποιώντας τα γλωσσίδια κεντραρισμάτων που βρίσκονται στο πίσω μέρος.

Το κάτω μέρος της ζώνης πρέπει να φτάνει στο άνω μέρος των γλουτών.

Για πιο προσαρμοσμένη υποστήριξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πρόσθιο μάντα.

Τραβήγλετε ταυτόχρονα και με ομοιογενή τρόπο τον πρόσθιο μάντα. ⑯

Στερεώστε τις παστιλίες στο κέντρο της πρόσθιας λωρίδας. ⑯ Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να ρυθμίζετε το επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συντήρηση

Κλείστε τις αυτοκόλλητες επιφάνειες πριν από το πλύσιμο. Πλένεται στο πλυντήριο, στους 30°C (στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα). Μην πλένετε το προϊόν στο πλυντήριο μετά από 10 πλύσεις. Μην υποβάλλετε στη στεγνό καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή πολύ ισχυρά προϊόντα (προϊόντα με βάση την χλωρίνη...). Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο. Μη σιδερώνετε. Στραγγίστε πιέζοντας. Στεγνώνετε μακριά από άμεση πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, ήλιος...). Αφήστε να στεγνώσει σε επίπεδη επιφάνεια.

Αποθήκευση

Φυλάξτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά προτίμου στο αρχικό κουτί.

Ανόρρωψη

Ανορρίψτε σύμφωνα με τους ισχυόντες τοπικούς κανονισμούς.

Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο

cs

TEHOTENSKÝ BEDERNÍ PÁS

Popis/Použití

Pomůcka je určena pouze k léčebné uvedených indikací a pro pacienty, kteří mají příslušnou velikost dle tabulký velikostí.

Složení

Pohodlná podšívka z bambusových vláken.

Podplné břišní pásky různých velikostí (jeden pásek odpovídá obvodu boků pod 106 cm ①, druhý odpovídá obvodu boků nad 106 cm ②).

Přidavný popruh podstíny a nastavitelný pomocí oček. ③

Jazyčky pro vystředění. ④

Přizpůsobitelné zádové kostice. ⑤

Textilní části: polyamid - polyuretan - polyester - elastan - viskóza.

Netextilní části: kartáčovaná kalená ocel - polyoxymethylene.

Vlastnosti/Mechanismus účinku

Prostředek pomáhá snížit zátěž na záda způsobenou váhou miminka.

Prostředek poskytuje vhodnou břišní oporu: podpůrné břišní pásky při těhotenství skvěle kopírují tvar těla a břicho pevně podpírají.

Indikace

Bolesti bederní páteře související s těhotenstvím

Bolesti v pánevní oblasti související s těhotenstvím (bolesti zadní části pánve, bolesti v sakroiliální oblasti, symfyzální bolesti).

Kontraindikace

Výrobek nepoužívejte, pokud máte prokázanou alergii na některou složku výrobku.

Nepřikládejte přímo na poraněnou kůži.

Upozornění

Před každým použitím kontrolejte, že je pomůcka neporušená. Pomůcku nenechte přes tenké oblečení.

Poškozenou pomůcku nepoužívejte.

Je nutné se přesně řídit předpisem a pokyny k použití, které vám dal lékař.

Před prvním použitím doporučujeme, aby kostice nastavil zdravotník podle zad pacienta.

Pomůcku nepoužívejte při použití zdravotnické zobrazovací techniky.

Pomůcku nenoste na spaní.

V případě nepohodlí, značných obtíží, bolesti nebo neobyvyklých pocitů pomůcku sundejte a poradte se se zdravotníkem.

Pomůcku doporučujeme utáhnout tak, že poskytuje oporu, aniž by příliš stahovala.

Nezádoucí vedlejší účinky

Pomůcka může vyvolat kožní reakce (začervenání, svědění, popáleniny, podráždění...).

Dojde-li v souvislosti s touto pomůckou k vážnému incidentu, je nutné o tom informovat výrobce a příslušné úřady členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient žije.

Návod k použití/Aplikace

Nasazení zdravotnické pomůcky

Podpůrný břišní pásek, který na pásu už je, odpovídá obvodu boků pod 106 cm. ☺

Pokud tato velikost odpovídá vaší velikosti, můžete rovnou přejít k pokynům nasazení.

Pokud máte obvod boků nad 106 cm: sejměte břišní pásek z pásu. Vyměňte jej za druhý a připevněte ho na zadovou část pásu pomocí jedné nebo dvou částí se suchými zipy. ☺

Obě etikety musí směřovat stejným směrem.

Vrchol písmene „V“ uprostřed pásku musí směřovat dolů. ☺

Nastavení přídavného popruhu ☺

Můžete také upravit umístění oček na zádech:

-Při umístění vysoko budou podepřena horní část zad ☺

-Při umístění nízko bude podepřena spodní část zad ☺

Při sciatické bolesti je možné aktivněji podepřít bolestivou oblast tím, že upravíte přídavný popruh na stejně straně. ☺

Nasazení zdravotnické pomůcky

Umistěte páš pomocí otvoru pro prsty. ☺

Vrchol písmene „V“ musí směřovat dolů.

Pás zavřete a upravte, aby bylo „V“ ve svíslé ose s pupkem. ☺

Pás musí být umístěn ve středu nad páteří: závodové destičky

musí být umístěny po stranách páteře. ☺

Pokud tomu tak není, páš upravte pomocí jazýčků pro vystředění, které se nachází na zádech.

Spodní hrana pásu musí dosahovat ke kostrži.

Pro ještě vhodnější oporu je možné použít přídavný popruh.

Stejně silně zatahujete zároveň za přídavný popruh. ☺

Upevněte očka uprostřed břišního pásku. ☺

Během dne můžete stupeň podpory pásu podle potřeby regulovat.

Údržba

Před praním zavlete suché zipy. Lze práv v pračce na 30°C (jemné praní). Maximální počet praní pomůcky v pračce je 10.

Nečistit za sucha. Nepoužívat žádné čisticí, změkčovací prostředky nebo agresivní přípravky (chlorované přípravky...).

Nesušit v sušičce. Nezehlit. Vyžďimejte přebytečnou vodu. Nesušit v blízkosti přímého zdroje tepla (radiátoru, slunce...).

Sušit naležato.

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě, nejlépe v originálním balení.

Likvidace

Likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Tento návod uschovte.

pl

ORTEZA LĘDZIOWO-KRZYŻOWA CIĄŻOWA

Opis/Przeznaczenie

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach oraz u pacjentów, których wymiary odpowiadają tabeli rozmiarów.

Skład

Wygodna poduszka z włókna bambusowego.

Dwie taśmy podtrzymujące brzuch, o różnych rozmiarach (jedna taśma odpowiada obwodowi bioder < 106 cm 1, druga odpowiada obwodowi bioder > 106 cm 2).

Dodatkowy pasek z podszewką i regulacją z elementami samoszczepnymi. ☺

Paski do wyśrodkowania. ☺

Fiszbiny grzbietowe dopasowujące się do kształtu. ☺

Elementy tekstylne: poliamid - poliuretan - poliester - elastan - elastodiend - wiskoza.

Elementy nietekstylne: stal hartowana szczotkowana - polioksymetylen.

Właściwości/Działanie

Produkt umożliwia odciążenie pleców obciążonych masą dziecka.

Produkt umożliwia zapewnienie odpowiedniego podtrzymywania brzucha: taśmy podtrzymujące brzuch idealnie dostosowują się do ciała przez cały okres ciąży i dobrze podtrzymują brzuch.

Wskazania

Ból lędźwiowe związane z ciążą.

Ból miednicy związane z ciążą (ból tylnej części miednicy, ból kryzowo-biodrowe, bóle spojenia).

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku stwierzonej alergii na jeden z elementów składowych.

Nie umieszczać produktu tak, aby bezpośrednio stykał się z uszkodzoną skórą.

Konieczne środki ostrożności

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy wyrób jest w należytym stanie.

Wyrób należy nosić na cienkiej odzieży.

Nie używać wyrobu, jeśli jest uszkodzony.

Należy ścisłe przestrzegać wytycznych i protokołu użytkowania zalecanego przez personel medyczny.

Przed pierwszym użyciem zaleca się dopasowanie fiszbin do kształtu pleców pacjenta przez pracownika służby zdrowia.

Nie używać wyrobu w systemie obrazowania medycznego.

Nie używać wyrobu podczas snu.

W przypadku dyskomfortu, poważnej uciążliwości, bólu, nieocieplnego odczucia, należy zdjąć produkt i skontaktować się z lekarzem.

Zalecane jest odpowiednie dociągnięcie wyrobu w taki sposób, aby zapewnić podtrzymanie bez nadmiernego uciszenia.

Niepożądane skutki uboczne

Produkt może wywołać reakcje skórne (zacerwienienia, swędzenie, podrażnienia itp.).

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Sposób użycia/Sposób zakładania

Zakładanie produktu

Taśma podtrzymująca brzuch, która jest już umieszczona na pasie, to taśma odpowiadająca obwodowi bioder < 106 cm. ④ Jeżeli to pasuje do wymiarów pacjenta, należy przejść bezpośrednio do instrukcji zakładania.

Jeśli obwód bioder pacjenta jest większy niż 106 cm: zdjąć taśmę brzuszną umieszczoną na pasie. Zamień ją na drugą, a następnie zamocować część grzbietową pasa, używając jednej z dwóch części rzepowych. ⑤

Obie etykiety powinny być ustawione w tej samą stronę. Czubek litery „V” na środku taśmy powinien być skierowany w dół. ⑥

Regulacja dodatkowego paska ⑦

Jest również możliwa regulacja położenia elementów samoszczepnych znajdujących się na plecach:

- jeżeli będą ustawione od góry, podtrzymywana będzie górna część pleców; ⑧ ①

- jeżeli będą ustawione niżej, podtrzymywana będzie dolna część pleców. ⑨ ②

W przypadku rwy kulszowej można bardziej aktywnie podtrzymywać bolesną stronę, zmieniając regulację dodatkowego paska umieszczonego po tej stronie. ⑩ ③

Zakładanie produktu

Założyć pas, używając otworu na palec. ⑪

Czubek litery „V” powinien być skierowany w dół.

Zamocować i dopasować pas: litera „V” powinna się znaleźć w osi pionowej pępka. ⑫

Pas powinien znajdować się w pozycji środkowej na wysokości kręgosłupa: fiszbin grzbietowe powinny być rozłożone równomiernie po obu stronach kregosłupa. ⑬

Jeżeli tak nie jest, należy użyć do regulacji pasków wyszczodkujących umieszczonych na plecach.

Dolna część pasa powinna znajdować się na wysokości pośladków.

Aby uzyskać lepsze dopasowanie podtrzymania, można użyć dodatkowego paska.

Jednocześnie równomiernie pociągnąć dodatkowy pasek. ⑭

Zamocować części samoszczepne na środku taśmy brzusznej. ⑮ Pacjent może w dowolny sposób regulować siłę podtrzymywania w ciągu dnia w zależności od swoich potrzeb.

Utrzymanie

Przed praniem należy zapiąć rzepy. Nadaje się do prania

w pralce w temp. 30°C (cykl delikatny). Nie prać wyrobu w pralce więcej niż 10 razy. Nie czyścić na sucho. Nie używać detergentów, produktów zmniejszających ani agresywnych (zawierających chlор itp.). Nie suszyć w suszare. Nie prasować. Wycisnąć. Suszyć z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, słońce itp.). Suszyć w stanie rozłożonym.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

Utylizacja

Utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Zachować tę instrukcję

Iv

GRŪTNIECĪBAS JOSTASVIETAS

UN KRUSTU DAĻAS JOSTA

Apaksts / paredzētais mērķis

leīce ir paredzēta tikai minēto indikāciju ārstēšanai pacientiem, kuru mērījumi atbilst izmēru tabulai.

Sastāvs

Ērta bambusa šķiedras odere.

Divas dažāda izmēra vēdera atbalsta lentes (viena lente atbilst gurnu apkārtmēram < 106 cm ⑯ otrs – gurnu apkārtmēram > 106 cm ⑰).

Papildi oderu un regulējama josta ar ātrajiem savienojumiem. ⑯ Centrēšanas mēlīte. ⑯

Ēri muguras atbalsta elementi. ⑯

Tekstila sastādījais: poliamīds - poliuretāns - poliesters - elastāns - elastodiēns - viskoze.

Netekstila sastādījais: matēts rūdītais tērauds - polioksimetilēns.

Īpašības / darbības veids

Izstrādājums lauj atvieglot mazula svara radīto slogu mugurai. Izstrādājums lauj nodrošināt piemērotu vēdera atbalstu: vēdera atbalsta jostas nevainojami balsta ķermenī visā grūtniecības laikā, un stingri notur vēderu.

Indikācijas

Ar grūtniecību saistītas sāpes jostasvietā.

Ar grūtniecību saistītas sāpes iegurnī (aizmugurējās iegurnā sāpes, sāpes krusta kaulā, sāpes simfīzē).

Kontrindikācijas

Nelietojojet, ja ir zināma alergija pret kādu no sastādvajām.

Nelietojojet produktu tieši saskaņā ar savainotu ādu.

Piesardzība lietošanā

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai prece nav bojāta.

Valkājiet ierīci virs plāna apģērba.

Nelietojojet ierīci, ja tā ir bojāta.

Stingri ievērojet jūsu veselības aprūpes speciālista ieteikumus un lietošanas norādījumus.

Pirms pirmās lietošanas reizes, veselības aprūpes speciālistam ir ieteicams pielāgot atbalsta elementus atbilstoši pacienta muguras formai.

Nelietojojet ierīci medicīniskajā attēlveidošanas sistēmā.

Nelietojojet ierīci miega laikā.

Ja rodas diskomforta sajūta, npielieti kairinājums, sāpes, rodas neparastas sajūtas, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu un sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Ieteicams ierīci pienācīgi pievilk, lai nodrošinātu atbalstu, neradot pārmērīgu spiedienu.

Nevēlamas blaknes

Šis izstrādājums var izraisīt ādas reakcijas (apsārtumus, niezi, kairinājumu u.c.).

Par jebkuriem smagiem negadijumiem, kas notikuši saistībā ar šo produktu, ir jāzīno ražotājam un daļībvalstis, kurā uzturas lietotājs un/vai pacients, atbildīgajai iestādei.

Uzvilkšana/liešana

Izstrādājuma uzvilkšana

Uz jostas jau novietotā vēdera atbalsta saite ir tā, kas atbilst gurnu apkārtmēram < 106 cm. ©

Ja tas atbilst jūsu šā brīza izmēram, uzreiz pārejiet pie uzvilkšanas instrukcijām.

Ja jūsu gurnu apkārtmērs ir lielāks par 106 cm: noņemiet vēdera saiti, kas uzlikta uz jostas. Aizstājet to ar otro un pievienojiet to jostas muguras daļai, izmantojot vienu no divām pašlīmējošajām daļām. ®

Abām etiketēm jābūt novietotām vienā virzienā.

"V" virsotnei saīsu vidū ir jābūt vērstai uz leju. ©

Papildu jostas regulēšana ©

Tāpat ir iespējams noregulēt uz muguras novietoto ātro savienojumu pozīciju:

-novietojot augšā, tiks balstīta jūsu muguras augšpuse; © ①

-novietojot lejā, tiks balstīta jūsu muguras apakšpuse. © ②

Sēžas nerva iekaisuma gadījumā ir iespējams aktīvāk atbalstīt sāpīgo pusē, mainot tās papildu siksnes regulējumu, kas atrodas tajā pašā pusē. © ③

Izstrādājuma uzvilkšana

Novietojiet siksnu, izmantojot pirkstam paredzēto šķēlumu. ©

"V" virsotnei jābūt vērstai uz leju.

Aiztasisiet jostu un noregulejiet: "V" jāatrodas nabas vertikālajā asī. ®

Jostai ir jābūt centrālai pret mugurkaulu un muguras atbalsta elementam jābūt novietotiem mugurkaula abās pusēs. ©

Ja tā nav, noregulejiet, izmantojot centrēšanas mēlītes, kuras atrodas uz muguras.

Jostas lejasaļai ir jāatrodas vienā līmenī ar sēžamvietas augšdaļu.

Piemērotākam atbalstam, varat izmantot papildu jostu.

Vienlaikus un vienmērīgi velciet aiz papildu jostas. ®

Nofiksējiet ātros savienojumus vēdera saites vidū. ©

Dienas laikā ir iespējams pielāgot atbalsta līmeni atbilstoši vajadzībām.

Kopšana

Pirms mazgāšanas aizveriet āku un cilpu stiprinājumus. Var mazgāt velasmaiņā 30°C temperatūrā (cikls smalkai velai). Nemazgājiet ierici velas mazgājamajā mašīnā vairāk nekā 10 reizes. Nenododiet kārīmiskajā tūrišanā. Neizmantojiet balinātāju vai agresīvas iedarbības līdzekļus (chlora izstrādājumus). Nelietojiet velas žāvētāju. Negludiniet. Izspiediet ūdeni ar spiedienu. Žāvējiet drošā attālumā no tieša siltuma avota (radiatoria, saules utt.). Žāvējiet izklātu.

Uzglabāšana

Uzglabājiet istabas temperatūrā, vēlamas, oriģinālajā iepakojumā.

Likvidēšana

Likvidējiet saskanā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Saglabājiet šo instrukciju

It

JOOSMENS IR KRYŽKAULIO DIRŽAS

NĒŠCIOSIOMS

Aprašyamas ir paskirtis

Priemonē skirta tik išvārdytoms indikacijoms gydyti ir tik pacientams, kuriu kūno matmenys atitinka dydžių lentelę.

Sudētis

Malonus bambuko pluošto pamušalas.

Dvi skirtingu dydžių pilvo palaikymo juostas (viena juosta klubu apimčiai iki 106 cm ①, antroji – didesnei nei 106 cm klubu apimčiai ②).

Papildomas diržas su pamušalu, reguluojamās kibisais tūrvīrimo skrūtuļuakās. ③

Centravimo kilpelēs. ④

Pritaikomos nugaras daliņas plokštelēs. ⑤

Tekstilīnēs dalys: Poliamidas - Poliuretanas - Poliesteris - Elastanas - Elastodienas - Viskožē.

Ne tekstilīnēs dalys: Grūdintasis matinis plienas - Polioksimetilenas.

Savybēs ir veikimo būdas

Priemonē leidža sumažinti kūdikio svorio keliām apkrovā nugarai.

Priemonē leidža užtirkinti tinkamā pilvo palaikymā: pilvo palaikymo juostas gerai priglunda prie kūno per visā nešķērumā ir tūrvīri palaiķa pilvā.

Indikacijos

Juosmens skausmas dēl nešķēruma.

Nēštumo sukelti dubens skausmai (strēnū skausmas, kryžkaulio-kļubikaļu skausmas, kremzlinēs sāvaržos skausmas).

Kontraindikacijos

Nenaudokite gaminio, jei yra alergija bet kurai sudētinei medīšiagai.

Nenaudokite gaminio tiesīsgai ant pažeistos odos.

Atsargumo priemonēs

Kiekvienu kartu priesāv naudodami patirkinkite, ar priemonē tvarkingu, ar jai netrūksta daliņu.

Dévēkite priemonē ant plonu drabužu.

Nenaudokite priemonēs, jei ji pažesta.

Griežtais naudoti pagal sveikatos specialisto nurodytā naudojimosi protokolu ir receptā.

Prieš pirmā kartu naudojant nugarines plokšteles prie nugarošas turētāji pritikājiet sveikatos priežūriņos specialistas.

Nenaudokite priemonēs medicininių vairādo tyrimu metu.

Nenaudokite miegodamīni.

Pajutē nepatogumā arba labai nemalonījui pojūci, skausmu ar kitu nejpriestu pojūci, nusiimkite priemonē ir kreipkities uz sveikatos priežūriņos specialista.

Patarājame priemonē tinkamai suveržti, kad ji tinkamai prilaiķytu, tačiau pernelyg nesuspauštū.

Nepegeidaujamas šalutinis poveikis

Dévīnt, šī priemonē gali sukelti odos reakciju (paraudima, niežulū, sudringimājū un pan.).

Apie visus rīmtus su gaminiu susijusius ihykius turēt būti pranešama gamintojui un valstybēs narēs, kuriuo gyvena vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Naudojumas

Priemonēs užsīdējimas

Ant diržo pritvīrtīta pilvo palaikymo juosta yra skirta mažesnei nei 106 cm klubu apimčiai. ®

Jei šīs dydis jums tinka, pereikite tiesīs prie užsīdējimo nurodymu.

Jei jūsu klubu apimtis didesnei nei 106 cm, nuimkite prie diržo pritvīrtīta pilvo palaikymo juostu. Pakēsītē ja antraja juosta ir pritvīrtīktē prie nugarinēs diržo daliņas kuriuo nors kibisuoju elementu. ®

Abi etiketēs turi būti nukreiptos ta pačia kryptimi.

Juostas viduryje esančios raidēs „V“ smaigalis turi būti nukreiptas žemyn. ©

Papildomo diržo reguliavimas ①

Taip pat galima keisti nugarinėje dalyje esančių kibijuų tvirtinimo skrituliukų padėti:

- pritvirtinus juos viršuje, palaikoma viršutinė jūsų nugaros dalis ①
- pritvirtinus juos žemiau, palaikoma apatinė jūsų nugaros dalis ②

Esant iššaljgaijai, galima labiau palaikyti skaudamą pusę, toje puseje pakeitus papildomo diržo reguliavimą. ③

Priemonės užsidėjimams

Apsijuoskite diržą naudodami pirštų kilpą. ④

Raidės „V“ smaigalys turi būti nukreiptas žemyn.

Užsekite diržą ir sureguliuokite: raidės „V“ turi būti vertikaliuoje ašyje su bamba. ⑤

Diržo viduryus turi būti ties jūsų stuburu: nugarinės plokšteliės turi būti išsišedėsiusios abejose stuburo pusėse. ⑥

Jei taip nėra, sureguliuokite nugarinėje dalyje esančiomis centravimo kilpelėmis.

Apatinė diržo dalis turi būti ties uodegikauliu.

Norint labiau tinkančio palaikymo, galima naudoti papildomą diržą.

Vienu metu vienodai traukite papildomą diržą. ⑦

Pritvirtinkite kibiuosius tvirtinimo skrituliukus pilvo palaikymo juostos viduryje. ⑧

Dienai bėgant galite reguliuoti palaikymo lygi pagal savo poreikius.

Priežiūra

Prieš skalbdami užsekitė kibiasių juostas. Skalbtį skalbyklėje 30°C temperatūroje (švelnui ciklui). Skalbkite skalbyklėje ne daugiau nei 10 kartų. Nevalytį sausuoju būdu. Nenaudoti valiklių, minkštiklių ar įsardinančių produkto (priemonių su chloru). Nedžiovinti džiovyklėje. Nelyginti. Nusausinti spaudžiant. Džiovinti toli nuo tiesioginio šilumos židinio (radiatoriaus, saulės ar pan.). Džiovinti horizontaliai.

Laikymas

Laikyti kambario temperatūroje, pageidautina originaliojo pakuočėje.

Išmetimas

Šalinkite pagal galiojančias vietos taisykles.

Išsaugokite šį informaciją lapelį

et

RASEDUSAEGNE NIMME-RISTLUU VÖÖ

Kirjeldus/Sihtkasutus

Kasutage vahendit vaid loletetud nāidustuste korral ning patsientide puhul, kelle kehamõõdud vastavad mõõtude tabelile.

Koostis

Mugavast bambuskiust vooder.

Kaks kõhu tugisidet erinevates suurustes (üks side vastab puusaümbärnöödule < 106 cm ①, teine side vastab puusaümbärnöödule > 106 cm ②).

Reguleeritavad tolpelt-lisarihmad pannaldega. ③

Tsentreerimispaelad. ④

Kohandatavad seljatoed. ⑤

Tekstiiliist osad: polüamiid - polüuretaan - polüester - elastaan - elastodien - viskoos.

Mittekontekstiliis osad: karastatud harjatud teras - polüoksümetüleen.

Omadused/Toimevisis

Seade aitab vähendada lapse raskust seljale.

Seade aitab tagada kohandatava toe kõhule: kõhu tugisidemed

sobituval kogu raseduse ajal täiuslikult kehaga ja hoiaavad kõhuto kindlat.

Näidustused

Rasedusega seotud nimmevalud.

Rasedusega seotud vaagnavalud (valud vaagna tagaosas, nimme-ristliu valud, häbemelu valud).

Vastunäidustused

Mite kasutada allergia puhul toote ühe koostisosaga suhtes.

Mите kasutada tooted kahjustatud nahal.

Ettevaatusabinööd

Enne igat kasutamist kontrollige vahendi terviklikkust.

Kandke vahendit õhukese rõivaeseme peal.

Mите kasutada vahendit, kui see on kahjustatud.

Järgige rangelt oma tervishoiutöötaja poolseid nõutavaid ettekirjutusi ja kasutusuhiiseid.

Enne esimest kasutuskorda on soovitatav lasta tervishoiutöötajal seljatugesid vastavalt patsiendi seljale kohandada.

Mите kasutada vahendit meditsiinilises piltdiagnostikas.

Mите kasutada vahendit magamise ajal.

Ebamugavustunde, olulise häirimistunde, valuaistingute või sensorsete muutustele esinemise korral eemaldage seade ja pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Vahend tuleb oma kohale suruda piisava tugevusega, et tagada hea toetus liigse surveta.

Kõrvaltoimed

Seade võib põhjustada nahareaktsioone (punetus, sügelus, ärritis, ...).

Seadmega seotud mis tahes tõsisest vahejuhumist tuleb teatada tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukoha liikmesriigi pädevale asutusele.

Kasutusjuhend/paigaldamine

Seadme paigaldamine

Võõ peale juba paigutatud kõhu tugiside on see, mis vastab puusaümbärnöödule < 106 cm. ④

Kui see vastab teie tegelikule suurusele, minge otse paigaldamisjuhiste juurde.

Kui teie puusaümbärnööd on üle 106 cm: eemaldage võõ peale pandud kõhuside. Kinnitage see võõ seljaoasale kahest ühe takjapinnabil. ⑤

Kaks etiketti peavad olema suunatud ühte suunda.

Sideme keskel oleva „V“ tipp peab olema suunatud alla. ⑥

Lisarhma ⑦ kohandamine

Seda saab ka teha, muutes seljal asuvate pannalde asendit:

- kõrgemas asendis toetatakse teie ülaselga ①;

- madalamas asendis toetatakse teie alaselga. ②

Ishsiase korral saab aktiivsemalt toetada valutavat külge, kui reguleerida sellel küljel asuvat lisarhma. ③

Seadme paigaldamine

Pange võõ sõrmeava abil peale. ④

„V“ tipp peab olema suunatud alla.

Kinnitage võõ ja kohandage seda: „V“ peab olema vertikaalselt nabaga ühel joonel. ⑤

Paelte ala tuleb koondada lülsambale: plaadid peavad asetuma teine teisele poole lülsammast. ⑥

Kui see ei ole nii, kohandage seljal asuvate koondamispaelte abil.

Võõ aloata peab ulatuma välja kuni tuharatevaheni.

Et toetus oleks kohandatum, on teil võimalik kasutada lisarhma.

Tõmmake lisarhma korraga ja ühtiselt. ⑦

Kinnitage pandlad kõhusideme keskel. ⑧

Päeva jooksul on võimalik toetuse tugevust vastavalt vajadusele reguleerida.

Puhastamine

Enne pesemist sulgege takjapaelad. Masinpestav 30°C juures (ðrn program). Ärge peske vahendit pesumasinas rohkem kui 10 korda. Ärge puhastage keemiliseit. Ärge kasutage puhastusaineid, pesupehmendajaid ega aggressiivseid tooteid (klooriga tooteid). Ärge kasutage pesukuuvatit. Ärge triikige. Ärge trummelkuuvatage, vaid pressige liigne vesi välja. Laskke kuiuvalda otseste kuumuse allikast (radiator, pâike jne) eemal. Kuivatage siledal pinnal.

Säilitamine

Säilitage toatemperatuuril, soovitavalt originaalkandis.

Kõrvaldamine

Kõrvaldage vahend vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Hoidik see juhend alles.

sl

NOSEČNIŠKI OPORNI KRIŽNO-LEDVENI PAS

Opis/Namen

Izdelek je zasnovan le za zdravljenje navedenih indikacij in je namenjen pacientom, katerih mere ustrezajo meram v tabeli velikosti.

Sestava

Udobna podloga iz bambusovih vlaken.

Dva trakova za oporo trebuha različne velikosti (en trak ustreza obsegu bokov do 106 cm ①, drugi pa obsegu bokov nad 106 cm ②).

Dodaten podložen in nastavljiv trak z blazinicami. ③

Jeziček za centriranje. ④

Udobne hrbtne opore. ⑤

Tekstilni materiali: poliamid - poliuretan - poliester - elastan - elastodien - viskoza.

Neteaktivni deli: brušeno kaljeno jeklo - polioksimetilen.

Lastnosti/Način delovanja

Pripomoček razbremeni hrbet zaradi teže otroka.

Pripomoček zagotavlja ustrezno oporo trebuha: trakovi za oporo trebuha se popolnoma prilegajo telesu tukom cele nosečnosti in trdno podpirajo trebuh.

Indikacije

Bolečine v krizi, povezane z nosečnostjo.

Bolečine v medenici, povezane z nosečnostjo (bolečine v zadnjem delu medenice, bolečine v sakroiliakalnih sklepih, bolečine v simfizi).

Kontraindikacije

Izdelka ne uporabljajte v primeru znane alergije na katerokoli sestavino.

Izdelka ne uporabljajte neposredno v stiku s poškodovanou kožo.

Previdnostni ukrepi

Pred vsako uporabo preverite, v kakšnem stanju je izdelek.

Izdelek nosite prek tankih oblačil.

Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabite.

Skrbno upoštevajte navodila in postopek uporabe, ki ga priporoča zdravstveni delavec.

Priporočamo, da zdravstven strokovnjak pred prvo uporabo prilagodi oporo hrbtnu pacienta.

Izdelka ne uporabljajte v napravah za rentgensko slikanje.

Izdelka ne uporabljajte med spanjem.

V primeru neudobja, močnega stisnjenja, bolečine in neobičajnih občutkov pripomoček odstranite in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

Priporočamo, da pripomoček dobro zategnete in tako poskrbite za oporo brez prevelike kompresije.

20

Neželeni stranski učinki

Izdelek lahko povzroči kožne reakcije (pordelost, srbenje, draženje itd.).

O vseh resnih težavah, ki so povezane z izdelkom, obvestite proizvajalca ali pristojni organ v državi, kjer se nahaja uporabnik in/ali pacient.

Navodila za uporabo/Namestitev

Navodila za namestitev pripomočka

Na pas je nameščen trebušni podporni trak, primeren za obseg bokov do 106 cm. ④

Če to ustreza vaši trenutni velikosti, preskočite na navodila za namestitev.

Če imate obseg bokov večji od 106 cm: odstranite trebušni trak s pasu. Zamenjajte ga z drugim, ki ga z enim od sprijemalnih trakov pritrdit na hrbtni del. ⑤

Etiketi morata biti obrnjeni v isto smer.

Konica »V« na sredini traku mora biti usmerjena navzdol. ⑥

Nastavitev dodatnega traku ⑦

Spremenite lahko tudi položaj blazinic na hrbtni strani:

-če jih pritrdirte na zgornji del, podprete zgornji del hrbita ⑧ ⑨

-če jih pritrdirte na spodnji del, podprete spodnji del hrbita. ⑩ ⑪

V primeru iščasa lahko za aktivnejejšo oporo bolečega dela poskrbite tako, da prilagodite dodaten trak, ki se nahaja na isti strani. ⑫ ⑬

Navodila za namestitev pripomočka

Pas nameštite s pomočjo odprtine za prst. ⑭

Konica »V« mora biti usmerjena navzdol.

Zapnite pas in ga prilagodite: »V« mora biti navpično na popek. ⑮

Pas mora biti poravnан na hrbitenico: hrbitne opore morajo biti na obeh straneh hrbitenice. ⑯

V nasprotnem primeru prilagodite s pomočjo jezičkov za centriranje na hrbtni strani.

Spodnji del pasu se mora nahajati v višini zadnjčnega pregiba.

Za prilagojeno oporo lahko uporabite dodaten trak.

Hkrati enakomerno potegnite za dodaten trak. ⑰

Prirrite blazinice na sredino trebušnega traku. ⑱

Čez dan lahko prilagodite stopnjo podpore po potrebi.

Vzdrževanje

Pred pranjem zapnite sprijemalne trakove. Izdelek lahko strojno operite pri 30°C (program za občutljivo perilo). Izdelka ne perite v stroju več kot 10-krat. Izdelek ni primeren za kemično čiščenje. Ne uporabljajte detergentov, mehčalca ali agresivnih sredstev (izdelki, ki vsebujejo klor). Izdelka ne sušite v sušilnem stroju. Izdelka ne likajte. Iztisnite odvečno vodo.

Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplothe (radiator, sonce itd.). Izdelek plосko posušite.

Shranjevanje

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, če je možno, v originalni embalaži.

Odlaganje

Zavrzite skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Navodila shranite.

sk

TEHOTENSKÝ LUMBO-SAKRÁLNY PÁS

Popis/Použitie

Táto zdravotnícka pomôcka je určená výhradne na liečbu ochorení podľa uvedených indikácií a pre pacientov, ktorých mieri zodpovedajú tabuľke veľkostí.

Zloženie

Prijemná podšívka z bambusového vlákna.

Dva podporné brušné pásy s rôznymi rozmermi (jeden pás zodpovedajúci obvodu bokov < 106 cm ①, druhý zodpovedajúci obvodu bokov > 106 cm ②).

Pridávny dvojitý a nastaviteľný popruh s úchytkami. ③

Jazyčky na vycentrovanie. ④

Tvarovateľné výstuže v oblasti chrbta. ⑤

Textilné zložky: polyamid - polyuretan - polyester - elastan - elastodién - viskóza

Netextilné zložky: leštená kalená oceľ - polyoximetylén

Vlastnosti/Mechanizmus účinku

Pomôcka umožňuje odlačiť chrbát spôsobenou dietatom. Pomôcka umožňuje zabezpečiť vhodnú podporu brucha: podporné brušné pásy dokonale priliehajú na telo počas tehotenstva a pevne držia bricho.

Indikácie

Bolesti v drikovej časti spojené s tehotenstvom

Panové bolesti spojené s tehotenstvom (zadné panové bolesti, sakroiliakálne bolesti, bolesti symfyzy).

Kontraindicácie

Nepoužívajte v prípade známej alergie na niektorú zo zložiek výrobku.

Výrobok neprikladajte priamo na poranenú pokožku.

Upozornenia

Pred každým použitím skontrolujte, či pomôcka nie je porušená.

Pomôcku noste na tenkom odevе.

Ak je pomôcka poškodená, nepoužívajte ju.

Prínesť dozdraviajte predpis a protokol používania odporúčaný zdravotníckym odborníkom.

Pred prvým použitím sa odporúča nastavenie dláh podľa morfológie pacientovo chrbta zdravotníckym odborníkom.

Pri vyšetrení pomocou zobrazovacích systémov výrobok zložte. Pomôcku nepoužívajte počas spánku.

V prípade nepohoda alebo významného diskomfortu si pomôcku zložte a parodite sa so zdravotníckym odborníkom.

Pomôcku odporúčame primerane utiahnuť, aby poskytovala podporu bez nadmernej kompresie.

Nežiaduce vedľajšie účinky

Táto pomôcka môže spôsobiť kožné reakcie (začervenanie, svrbenie, podráždenie...).

Akúkoľvek závažnú udalosť týkajúcu sa používania pomôcky je potrebné označiť výrobcom a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídi používateľ a/alebo pacient.

Návod na použitie /aplikácia

Použitie pomôcky

Podporný brušný pás už umiestnený na páse zodpovedá obvodu bokov < 106 cm. ①

Ak to zodpovedá vašej aktuálnej veľkosti, pristúpte priamo k pokynom na používanie.

Ak je váš obvod bokov väčší než 106 cm: odstráňte brušný pás umiestnený na páse. Nahraťte ho druhým a potom ho pripevnite na chrbovú časť pásu pomocou jednej z dvoch častí so suchým zipom. ⑥

Oba štítky musia byť orientované v rovnakom smere.

Špic „V“ uprostred pásu musí smerovať nadol. ⑦

Nastavanie prídavného popruhu ⑧

Rovnako je možné upravovať polohu úchytiek umiestnených na chrbe:

-keď sú umiestnené vyššie, budú podporovať hornú časť chrba; ⑨ ①

-keď sú umiestnené nižšie, budú podporovať dolnú časť chrba. ⑩ ②

V prípade ischiasu je možné aktívnejšie podporovať bolestivú stranu úpravou nastavenia prídavného popruhu umiestneného na rovnakej strane. ⑪ ③

Použitie pomôcky

Pás umiestnite pomocou slučky na prsty. ⑫

Špic „V“ musí smerovať dole.

Zatvorte páš a upravte ho: špic „V“ sa musí nachádzať vo zvislej osi pupku. ⑬

Pás musí byť vycentrovaný na stred chrabice: chrabtové výstuže musia byť umiestnené na oboch stranach chrabice. ⑭

V opačnom prípade umiestnenie upravte pomocou centrovacích jazyčkov na chrbe.

Spodná časť pásu musí siahať po gluteálnu ryhu.

Na prispôsobenú podporu je možné použiť dopĺňajúci popruh.

Pridávny popruh tiahajte súčasne a rovnomerne. ⑮

Úchytky umiestnite do stredu brušného pása. ⑯

Počas dňa je možné prispôsobiť úroveň podpory podľa potreby.

Údržba

Pred praním zatvorte suché zipsy. Možnosť prania pri 30°C (jemný cyklus). Pomôcku neperte v prácke viac ako 10 krát.

Nečistite chemicky. Nepoužívajte agresívne pracie prostriedky, zmäkčovači (chlôrované výrobky,...). Nepoužívajte sušičku na bielizeň. Nezehlite. Prebytočnú vodu vytlačte. Sušte mimo priameho zdroja tepla (radiátor, slnko,...). Sušte vystreté v rovnej polohe.

Skladovanie

Uchovávajte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom obale.

Likvidácia

Výrobok likvidujte podľa platných miestnych predpisov.

Tento návod uschovajte.

hu

TERHESSÉGI ÁGYÉK-KERESZTCSONTI FŰZŐ

Leírás/Rendeltetés

Az eszköz kizárálag a felsorolt indikációk kezelésére szolgál azon betegek esetében, akiknek a méretei megfelelnek a mérettáblázatban szereplőknek.

Összetétel

Kényelmes, bambuszszálat tartalmazó bélés.

Két hasi támasztópánt kétféle mérettel (az egyik < 106 cm alatti ①, a másik > 106 cm feletti csípbősséghoz való ②).

Bélelt és bútükökkel állítható kiegészítő pánt. ③

Összépre helyezést elősegítő nyeltek. ④

Alakítható hártemerevitő lapok. ⑤

Textil alkotóelemek: poliamid - poliuretan - poliszter - elasztán - elasztodién - viszkóz.

Nem textil alkotóelemek: szálciszolt edzett acél - polioximetylén.

Tulajdonságok/Hatásmód

Az eszköz tehermentesítő és hátat a baba súlyától.

Az eszköz biztosítja a megfelelő hasi támaszt: a hasi támasztópántok tökéletesen illeszkednek a testhez a terhesség alatt, és határozottan tartják a hasat.

Indikációk

Terhességgel járó ágyéki fájdalom.

Terhességgel járó medencefájdalom (hátsó kismedencei fájdalom, csípő-keresztcsonti fájdalom, szeméremcsonti fájdalom).

Kontraindikációk

Ne használja ismert allergia esetén valamely összetevőre.
A termék sértő bőrrel nem érintkezhet közvetlenül.

Örvintézések

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék épségét.
Az eszköz kívány ruhadarabon viselendő.

Ne használja a terméket, ha az sérült.

Szigorúan tartsa be az egészségügyi szakember előírásait és az általa javallt használatra vonatkozó protokolit.

Az első használat előtt javasolt, hogy a merevítő lapokat egészségügyi szakember állítja be.

Ne használja az eszközöt orvosai kalkotás során.

Ne használja az eszközt alkás közben.

Kényelmtelenség, jelentős zavaró érzés, fájdalom vagy rendellenes érzés esetén vegye le az eszközt és forduljon egészségügyi szakemberhez.

Javasolt az eszköz szorosságának megfelelő beállítása ügyelve arra, hogy az eszköz túlzott kompresszió nélküli támaszt biztosítson.

Nemkívánatos mellékhatások

Ez az eszköz bőrreakciókat okozhat (bőrpír, viszketés, irritáció stb.).

Az eszközzel kapcsolatban fellépő bármilyen súlyos incidensről tájékoztatni kell a gyártót, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartozikodik.

Használati útmutató/felhelyezés

Az eszköz felhelyezése

A fűzön már elhelyezett hasi támasztópánt a < 106 cm alatti csípőbősgének felei meg. Ⓛ

Ha az ön csípőbősege nagyobb, mint 106 cm, távolítsa el a fűzőre helyezett hasi pántot.

Ha az ön csípőbősege nagyobb, mint 106 cm, távolítsa el a fűzőre helyezett hasi szalagot. Cserélje le a másikra, majd rögzítse a fűző hátsó részére a két tépőzáras rész egyikével. Ⓛ Mindkét címkének azonos irányba kell néznie.

A szalag közeplén lévő V betű csúcsának lefelé kell mutatnia. Ⓛ A kiegészítő pánt beállítása Ⓛ

A hátáron elhelyezett bűtyök helyzete is változtatható:
- felülről helyezve a hát felső részét támasztják meg Ⓛ Ⓛ,

- alulról helyezve a hát alsó részét támasztják meg Ⓛ Ⓛ.

Ilsíasz esetén a fájdalmat oldalt aktívbában lehet támogatni az ugyanazon az oldalon elhelyezett kiegészítő pánt beállításának módosításával. Ⓛ Ⓛ

Az eszköz felhelyezése

Igazítása be a fűző helyzetét az ujjbújtatóval. Ⓛ

A V betű csúcsának lefelé kell mutatnia.

Zárja össze az övet és állítsa be: a V betű csúcsának a köldök függőleges tengelyében kell lennie. Ⓛ

A fűzőnek a gerinc középpontjában kell lennie: a hátsó merevítőkkel a gerinc két oldalán kell elhelyezni. Ⓛ

Ha nem így van, akkor állítsa be a hátoldalon található közeprő helyezést elősegítő fülekkel.

A fűző aljának a fenékvágat felső vonaláig kell érnie.

A megfelelőbb meghúzáshoz használhatja a kiegészítő pántot. Húzza meg egyidejűleg és egyenletesen a kiegészítő pántot. Ⓛ Helyezze a bűtyköket a hasi szalag közepekre. Ⓛ

Nakpókban igénye szerint állíthat a megtámasztás erősségein.

Ápolás

Mosás előtt csatolja össze a tépőzáras pántokat. Mosogépben mosható 30°C-on (kímélő program). 10 mosás után ne mossa gépen az eszközt. Vegyszerítésre tilos. Ne használjon tisztítószeret, öblítőt vagy agresszív (klórtartalmú stb.)

22

vegyszert. Ne tegye száritógépbe. Tilos vasalni. Nyomkodja ki belőle a vizet. Közvetlen hőforrástól (radiátor, napsugárzás stb.) távol száritsa. Feketetve száritsa.

Tárolás

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában.

Ártalmatlanítás

A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tartsa meg ezt az útmutatót

bg

ЛУМБО-САКРАЛЕН КОЛАН ЗА БРЕМЕНИНИ

Описание/Предназначение

Изделието е предназначено единствено за лечение при изброяните показания и за пациенти, чито телесни мерки съответстват на таблицата с размери.

Състав

Удобна подплата от бамбукови влакна.

Две коремни ленти за опора с различни размери (едната лента съответства на обиколката на ханша < 106 см Ⓛ, а втората съответства на обиколка на ханша > 106 см Ⓛ).

Регулируема, двойна допълнителна лента с дискове. Ⓛ

Приспособления за центриране. Ⓛ

Комфортни дорзални опори. Ⓛ

Текстилни компоненти: полиамид-полиуретан-полиестер-еластан - еластодиен - вискоза.

Нетекстилни компоненти: матирана закалена стомана - полиоксиметилен.

Свойства/Начин на действие

Изделието отбремнява гърба от теглото на бебето.

Изделието позволява да се осигури адаптирана абдоминална опора: лентите за абдоминална опора перфектно пасват на тялото през цялата временност и осигуряват стабилна опора на корема.

Показания

Лумбални болки, свързани с бременността.

Болки в таза, свързани с бременността (болки в задната част на таза, сакроилични болки, симфизарни болки).

Противопоказания

Не използвайте, ако имате алергия към някой от компонентите.

Не поставяйте продукта в пряк контакт с увредена кожа.

Предпазни мерки

Преди всяка употреба проверявайте за целостта на изделието.

Носете изделието върху фино облекло.

Не използвайте изделието, ако е повредено.

Следвайте стриктно предписанията и схемата за използване, предоставени от вашият здравен специалист.

Преди първата употреба се препоръчва опорите да се нагласят на гърба на пациента от здравен специалист.

Не използвайте изделието при образна диагностика.

Не използвайте изделието по време на сън.

В случаи на дискомфорт, значително неудобство, болка, необичайни усещания – премахнете изделието и се консултирайте със здравен специалист.

Препоръчва се да затягате изделието с подходяща сила, за да се осигури опора без прекомерна компресия.

Нежелани странични ефекти

Това изделие може да причини кожни реакции (зачервявания, сърбежи, дразнения...).

Всеки тежък инцидент, възникнал във връзка с изделиято, следва да се съобщава на производителя и на съответният компетентен орган на държавата членка, в която е установен ползвателят и/или пациентът.

Начин на употреба/Поставяне

Поставяне на изделието

Коремната опорна лента, вече сложена върху колана, е тази, съответстваща на обиколката на ханша < 106 см. \textcircled{A}
Ако това съпада с Вашия действителен размер, преминете директно към инструкциите за поставяне.

Ако Вашата обиколка на ханша е по-голяма от 106 см: премахнете коремната лента, сложена върху колана. Заменете я с втората и я прикрепете към дорзалната част на колана с помощта на една от двете самозалепващи се части. \textcircled{B}

Двата етикета трябва да бъдат ориентирани в същата посока.

Точката на "V" в средата на лентата трябва да бъде насочена надолу. \textcircled{C}

Настройка на допълнителната лента \textcircled{D}

Възможно е също да се изменя позицията на подложките, разположени на гърба:

- поставени по-високо, горната част на гърба Ви ще бъде стабилизирана. $\textcircled{1}$

- поставени по-ниско, долната част на гърба Ви ще бъде стабилизирана $\textcircled{2}$.

В случай на ивиши е възможно да се поддържа по-активно болезнената страна, модифицирайки настройката на допълнителната лента, разположена от същата страна. $\textcircled{3}$

Поставяне на изделието

Поставете колана, използвайки джоба за пръст. \textcircled{E}

Точката на "V" трябва да бъде насочена надолу.

Затворете колана и го регулирайте: "V" трябва да бъде във вертикалната ос на пътя. \textcircled{F}

Коланът трябва да е центриран върху гръбначния стълб: дорзалните пластини трябва да бъдат поставени от двете страни на гръбначния стълб. \textcircled{G}

Ако това не е случаят, регулирайте с помощта на приспособленията за центриране, разположени на гърба. Долната част на колана трябва да достига до нивото на интерглутеалната гънка.

За по-адаптирана поддръжка е възможно да използвате допълнителната лента.

Издърпайте едновременно и по равномерен начин допълнителната лента. \textcircled{H}

Фиксирайте подложките в средата на коремната лента. \textcircled{I}
През деня е възможно да регулирате нивото на поддръжка, ако е необходимо.

Поддръжка

Преди излиране затворете самозалепващите се краища. Може да се пере в пералня при 30°C (деликатна програма). Не перете изделието в перална машина повече от 10 пъти. Не подлагайте на химическо чистене. Не използвайте перилни препарати, омекотители или продукти с агресивен ефект (хлорирани продукти и др.). Не използвайте сушилна. Не гладете. Изцеждайте с притискане. Сушете далеч от пряк източник на топлина (радиатор, сънце и др.). Сушете в коризонтално положение.

Съхранение

Съхранявайте при стайна температура, за предпочитане в оригиналната опаковка.

Изхвърляне

Изхвърляйте в съответствие с действащата местна нормативна уредба.

Запазете настоящото упътване

го

CENTURĂ LOMBOSACRALĂ PENTRU GRAVIDE

Descriere/Destinație

Dispozitivul este destinat exclusiv pentru tratamentul indicațiilor enumerate și pentru pacienții ale căror dimensiuni corespund tabelului de mărimi.

Compoziție

Căptușeală confortabilă din fibră de bambus.

Două benzi de susținere abdominală de dimensiuni diferite (o bandă pentru o circumferință a șoldurilor < 106 cm $\textcircled{1}$ și o a doua bandă pentru o circumferință a șoldurilor > 106 cm $\textcircled{2}$). Curea suplimentară căptușită și reglabilă cu tampoane. $\textcircled{3}$

Atele de centrat. $\textcircled{4}$

Lamele dorsale deformabile. $\textcircled{5}$

Componente textile: poliamidă - poliuretan - poliester - elastan - elastodienu - viscoză.

Componente netextile: otel călit periat - polioximetilenă.

Proprietăți/Mod de acțiune

Dispozitivul permite descărcarea părții din spate a greutății bebelușului.

Dispozitivul asigură un sprinj abdominal adecvat: benzile de susținere abdominale se potrivesc perfect corpului pe tot parcursul sarcinii și susțin ferm abdomenul.

Indicații

Dureri lombare asociate sarcinii.

Dureri pelvine asociate sarcinii (dureri pelvine posterioare, dureri sacroiliace, dureri simfizare).

Contraindicații

Nu utilizați în cazul unei alergii cunoscute la oricare dintre componente.

Nu săzeți produsul direct în contact cu pielea rănită.

Precăutii

Verificați integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare. Portați dispozitivul peste haine subțiri.

Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.

Respectați cu strictețe rețeta și protocolul de utilizare recomandate de către medicul dumneavoastră.

Înainte de prima utilizare, este recomandat ca un specialist în domeniul sănătății să ajusteze lamelele pe spatele pacientului.

Nu utilizați dispozitivul într-un sistem de imagoistică medicală.

Nu utilizați dispozitivul în timpul somnului.

În caz de disconfort,jenă accentuată, durere, senzații anormale, îndepărtați dispozitivul și consultați un specialist în domeniul sănătății.

Se recomandă strângerea adecvată a dispozitivului pentru a asigura suportul fără o compresie excesivă.

Reacții adverse nedorite

Acest dispozitiv poate provoca reacții cutanate (roșeață, mâncărime, iritații, etc.).

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul trebuie să facă obiectul unei notificări transmise producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Mod de utilizare/Posiționare

Pozitionarea dispozitivului

Banda de susținere abdominală deja plasată pe centură este cea pentru o circumferință a șoldurilor < 106 cm. \textcircled{A}

Dacă aceasta se potrivește cu mărimea dvs. actuală, treceți mai departe la instrucțiunile de poziționare.

Dacă circumferința soldurilor dvs. este mai mare de 106 cm: îndepărtați banda abdominală plasată pe centură. Înlocuiți-o cu cealaltă bandă, apoi ataşați-o pe partea dorsală a centurii, folosind una dintre cele două părți autoadezive. Ⓛ

Cele două etichete trebuie să fie orientate în același sens.

Vârful „V”-ului de pe mijlocul benzii trebuie să fie îndreptat în jos. Ⓜ

Reglarea fazei suplimentare Ⓝ

De asemenea, puteți schimba poziția pastilelor situate pe spate:

-dacă sunt poziționate sus, centura va susține partea superioară a spotelui, Ⓞ Ⓛ

-dacă sunt poziționate mai jos, centura va susține partea inferioară a spotelui. Ⓞ Ⓜ

În cazul sciaticei, puteți susține partea dureroasă mai activ, modificând reglarea chingii suplimentare situate pe aceeași parte. Ⓞ Ⓝ

Pozitionarea dispozitivului

Pozitionați centura folosind orificiul pentru degete. Ⓟ

Vârful în „V” ar trebui să fie îndreptat în jos.

Închideți centura și ajustați-o: „V”-ul trebuie să se afle pe axa verticală a buricului. Ⓠ

Centura trebuie să fie centrată pe coloana vertebrală: balenele dorsale trebuie să fie poziționate de o parte și de alta a coloanei vertebrale. Ⓡ

În caz contrar, ajustați-o folosind urechiușele de centratie din partea din spate.

Partea inferioară a centurii trebuie să ajungă la nivelul pliului interfesier.

Pentru un suport mai adecvat, puteți utiliza chingă suplimentară.

Trageți simultan și uniform chingă suplimentară. Ⓢ

Ataşați tampoanele în mijlocul benzii abdominale. Ⓣ

În timpul zilei, puteți regla nivelul de susținere în funcție de nevoile dvs.

Întreținerea

Închideți părțile autoadezive înainte de spălare. Spălați în mașină la 30°C (ciclu delicat). Nu spălați dispozitivul la mașină pentru mai mult de 10 spălări. A nu se curăță chimic. Nu utilizați detergenți, balsamuri sau produse agresive (produse clorurate etc.). Nu folosiți un uscător de rufe. Nu călați. Stoarceti prin presare. Uscăți departe de o sură directă de căldură (radiatori, soare etc.). Uscăți în poziție orizontală.

Depozitare

Depozitați la temperatura camerei, de preferință în ambalajul original.

Eliminare

eliminați în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Păstrați acest prospect

ru

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ КОРСЕТ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Описание/назначение

Изделие предназначено исключительно для использования при наличии перечисленных показаний. Размер изделия следует подбирать строго в соответствии с таблицей размеров.

Состав

Комфортная подкладка из бамбукового волокна.

Два пояса разного размера для поддержки живота:

24

первый – для объема бедер менее 106 см Ⓛ, а второй – более 106 см. Ⓜ

Дополнительный регулируемый ремень на подкладке с кнопками. Ⓝ

Метки для выравнивания. Ⓞ

Моделируемые ребра жесткости в спинной части ортеза. Ⓟ

Состав текстильной части: полиамид, полиуретан, поликэстер, эластан, эластодиен, вискоза.

Состав нетекстильной части: матовая закаленная сталь, поликсимитилен.

Свойства/принцип действия

Это изделие помогает снизить нагрузку веса на спину ребенка.

Данное изделие обеспечивает адаптированную поддержку области живота, идеально облегая тело в течение всего срока беременности и оказывая необходимую поддержку живота.

Показания

Поясничные боли при беременности

Тазовые боли при беременности (боли в задней части таза, в крестцово-подвздошной области и боли, связанные со спайками)

Противопоказания

Не используйте в случае наличия аллергии на любой из компонентов.

Не размещайте изделие непосредственно на поврежденной коже.

Рекомендации

Перед началом использования убедитесь в целостности изделия.

Носите изделие поверх тонкой одежды.

Не используйте изделие, если оно повреждено.

Строго придерживайтесь врачебного назначения и соблюдайте порядок использования, предписанный лечащим врачом.

Перед первым использованием ортеза рекомендуется обратиться к своему лечащему врачу для адаптации спинных вставок по форме спины пациента.

Не используйте изделие во время прохождения лучевой диагностики.

Снимайте изделие на время сна.

В случае возникновения сильного дискомфорта или ощущения стесненности, боли или необычных ощущений снимите изделие и обратитесь к лечащему врачу.

Рекомендуется затянутъ изделие настолько туго, чтобы обеспечить поддержку без чрезмерного сдавливания.

Нежелательные последствия

Использование этого изделия может вызвать кожную реакцию (покраснение, зуд, раздражение и т. п.).

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с использованием настоящего изделия, следует сообщать изготовителю и в компетентный орган страны-члена ЕС, на территории которой находится пользователь и/или пациент.

Порядок использования/процедура наложения

Надевание изделия

Стандартный пояс для поддержки живота, установленный на корсете, соответствует окружности бедер менее 106 см. Ⓛ

Если этот размер соответствует вашему фактическому размеру, то переходите к следующему шагу.

Если окружность ваших бедер превышает 106 см, то снимите пояс поддержки живота, расположенный на

корсете. Замените его другим, прикрепите его к спинной части корсета с помощью одной из двух застежек-липучек. © Обе этикетки должны быть направлены в одну и ту же сторону.

Нашивка в виде буквы «V» по центру пояса должна быть направлена вниз. ©

Регулировка дополнительного ремня ©

Можно изменить положение дисков с липучками, расположенных со стороны спины:

- Если разместить их выше, будет обеспечена поддержка верхней части спины © ①.

- Если разместить их ниже, будет обеспечена поддержка нижней части спины. © ②

В случае остеохондроза можно добиться усиленной поддержки места локализации боли, отрегулировав дополнительный ремень с соответствующей стороны. © ③

Надевание изделия

Выполните корсет, используя петли для пальцев. ©

Нашивка в виде буквы «V» должна быть направлена вниз.

Застегните корсет и отрегулируйте его: нашивка V должна находиться на одной вертикальной оси с пупком. ©

Корсет должен располагаться по центру позвоночного столба: опоры спины должны располагаться по обе стороны позвоночника. ©

Если это не так, отрегулируйте положение корсета при помощи выступов, расположенных на его задней части.

Нижняя часть корсета должна доходить до уровня ягодичной складки.

Для локальной поддержки можно использовать дополнительный ремень.

Одновременно и равномерно потяните дополнительный ремень. ©

Застегните кнопки в середине пояса для поддержки живота. ①

В течение дня при необходимости можно регулировать уровень поддержки.

Уход

Перед стиркой застегивайте все липучки. Можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C (в режиме деликатной стирки). Прекратите стирать изделие в стиральной машине после установленного количества стирок (10). Не подвергайте химической чистке. Не используйте отбеливатели, кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты (в особенности хлорсодержание). Не используйте сушку для белья. Не гладьте углом. Отжимайте руками. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиатора, солнца и т.д.). Сушите в горизонтальном положении.

Хранение

Хранить изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательно в оригинальной упаковке.

Утилизация

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Сохраните эту инструкцию.

hr

LUMBALNO-SAKRALNI POTPORNJI POJAS TIJEKOM TRUDNOĆE

Opis/namjena

Proizvod je namijenjen samo za liječenje navedenih indikacija kod pacijenata čije mjeru odgovaraju onima u tablici veličina.

Sastav

Udobna podstava od bambusovih vlakana.

Dvije abdominalne potporne trake različitih veličina (jedna traka koja odgovara obujmu bokova < 106 cm ①, druga koja odgovara obujmu bokova > 106 cm ②).

Dodata dvostruka traka koja se može prilagoditi pomoći jastučića. ③

Jezici za centriranje. ④

Udobne šipke na ledima. ⑤

Tekstilne komponente: poliamid - poliuretan - poliester - elastan - elastodiens - viskoza.

Netekstilne komponente: kaljeni izglađani čelik - polioksimetilen.

Svojstva/način rada

Proizvod omogućuje rasterećenje leđa od djietetove težine.

Proizvod osigurava prilagođenu abdominalnu potporu: trake za abdominalni potporu savršeno prianjuju uz tijelo tijekom trudnoće i čvrsto podupiru abdomen.

Indikacije

Lumbalni bolovi povezani s trudnoćom.

Bolovi u zdjelicima povezani s trudnoćom (naknadni bolovi u zdjelicima, sakrolilikalni i simfizarni bolovi).

Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati ako imate utvrđenu alergiju na neki od sastojaka.

Proizvod nemojte nanositi izravno na oštećenu kožu.

Mjere opreza

Prije svake upotrebe provjerite sadrži li proizvod sve dijelove.

Proizvod nosite ispod tanke odjeće.

Proizvod nemojte upotrebljavati ako je oštećen.

Strogo se pridržavajte uputa i protokola za upotrebu koje preporučuje liječnik.

Prije prve uporabe preporučuje se da zdravstveni stručnjak postavi šipke na ledima pacijenta.

Proizvod nemojte upotrebljavati za medicinsku radiologiju.

Proizvod nemojte upotrebljavati tijekom spavanja.

U slučaju neugode, težih smetnji, bolova ili neuobičajenih osjeta, skinite proizvod i posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.

Preporučujemo da na odgovarajući način zategnete proizvod kako biste osigurali potporu bez prekomjerne kompresije.

Neželjene nuspojave

Ovaj proizvod može izazvati kožne reakcije (crvenilo, svrbež, iritacija...).

Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj su korisnik i/ili pacijent smješteni.

Način uporabe/Postavljanje

Postavljanje proizvoda

Abdominalna potporna traka koja je već postavljena na pojasa jest ona koja odgovara obujmu bokova < 106 cm. ©

Ako to odgovara vašoj stvarnoj mjeri, priđite odmah na upute za postavljanje.

Ako je vaš obujam bokova veći od 106 cm: uklonite abdominalnu potpunu traku postavljenu na pojasa. Pričvrstite je za ledni dio pojasa pomoći jedne od čičak-strana. ©

Dvije etikete moraju biti usmjerenes u istom smjeru.

Vrh oznake „V“ u području trake mora biti usmjeren prema dolje. ©

Podesavanje dodatne trake ©

Moguće je i promijeniti položaj jastučića na ledima:

-ako su postavljeni na većoj razini, osigurat će se potpora gornjem dijelu leđa © ①

-ako su postavljeni na nižoj razini, osigurat će se potpora donjem dijelu leđa ④ ②

Kod iščaja je podešavanjem dodatne trake na istoj strani moguće osigurati aktivniju potporu bolnom području. ④ ①

Postavljanje proizvoda

Namjestite pojaz pomoću otvora za prste. ④

Vrh oznake „V“ mora biti usmjeren prema dolje.

Zakopćajte pojaz i prilagodite ga: oznaka „V“ mora se nalaziti na okomitoj osi pupka. ④

Pojaz je potrebno centrirati uz kralježnicu: šipke za leđa moraju se postaviti sa svake strane kralježnice. ④

U suprotnom izvršite prilagodbu pomoću jezika za centriranje na ledima.

Donji dio pojaza treba dosezati razinu međuglutealnog nabora. Za prilagođenju potporu možete upotrijebiti dodatnu traku.

Istovremeno i ujednačeno povucite dodatnu traku. ④

Namjestite jastučiće u sredini abdominalne trake. ①

Tijekom dana moguće je prema potrebi prilagoditi razinu potpore.

Upute za pranje

Prije pranja zaliđite čičak-trake. Perivo u perilici na temperaturi od 30°C (ciklus za osjetljivo rublje). Nakon 10 pranja proizvod nemojte prati u perilici rublja. Ne čistite kemijski. Nemojte upotrebljavati deterdžente, omekšivače ili agresivna sredstva (sredstva s klorom...). Nemojte sušiti u sušilići rublja. Ne glaćati. Iscjedite višak vode. Sušite podalje od izravnog izvora topline (radijatora, sunca...). Sušite postavljanjem na ravnu površinu.

Spremanje

Spremite na sobnoj temperaturi, po mogućnosti u originalnu ambalažu.

Zbrinjavanje

Zbrinite u skladu s važećim lokalnim propisima.

Sačuvajte ovaj priručnik

zh

产妇腰部支撑带

说明/用途

该装备仅用于治疗所列出的适应症，以及尺寸符合尺寸表的客户。

组成部件

舒适的竹纤维衬里。

两条不同大小的腹部支撑带（第一条适用于臀围<106 厘米的人①，第二条适用于臀围>106 厘米的人②）。

附送双股背带，可调节，带小圆片。③

调节居中滑片。④

一体柔软背带。⑤

织物成分：聚酰胺-聚氨基纤维-聚酯纤维-氨纶-二烯类弹性纤维-粘胶纤维

无纺成分：涤火钢材-聚甲甲醛

属性/作用方式

该设备可减轻背部对婴儿的负载。

该设备进行合适的腹部支撑：整个怀孕期间，腹部支撑带可完美贴合身体，并牢固支撑腹部。

适应症

怀孕导致的下背部疼痛。

怀孕导致的骨盆疼痛（后骨盆疼痛、骶髂疼痛、复合型疼痛）。

禁忌症

如已知对任一组件过敏，请勿使用。

请勿将该产品直接与受损皮肤接触。

注意事项

每次使用前请检查产品是否完好。

请将该产品戴在薄衣服上。

如产品有损，请勿使用。

严格遵守专业医护人员推荐的处方和使用方法。

首次使用前，建议让专业医务人员按照患者背部的曲线对护腰带金属支条塑形。

请勿在医学成像系统中使用该装备。

请勿在睡眠时使用该装备。

如果觉得不舒服、出现严重不适、疼痛、或异常感觉，请停止使用本产品并咨询医疗专业人员。

建议适当拧紧该装备，以确保位置固定，压力适中。

不良副作用

该设备可能引起皮肤刺激（红肿、发痒、发炎等）。

如发生任何与该产品有关的严重事故，请与患者所在地区的制造商及国家监管机构联系。

使用说明/穿戴方法

本装置的安装

腰带上的腹部支撑带对应的是<106cm的臀围。④

如果您的尺寸符合，请前往安装说明章节。

如果您的臀部尺寸大于106厘米：折下腰带上的腰带。用第二条腰带代替它，并使用两个中的一个魔术贴扣将其连接到腰带的背面。④

两个标签必须是相同朝向。

带子中间的“V”形尖端应朝下。④

调整附加皮带④

背面的小圆片的位置也可以改变：

-放在比较高的位置，您的上背部将受到支撑，① ①

-放在比较低的位置，您的下背部将受到支撑。② ②

如果有坐骨神经痛，可以调节同一侧的附加背带以更好地支撑疼痛侧。④ ④

本装置的安装

使用指孔固定皮带。④

“V”的尖端应朝下。

系上腰带并调整：“V”必须在肚脐的垂直轴上。④

系带部分必须正对您的脊柱：背带应放置在脊柱两侧。④

如果不是这样，请使用背面中间的标条进行调整。

护腰下部须位于股沟水平。

要获得更适合的支撑，您可以使用附加背带。

同时均匀地拉出附加背带。④

将小圆片固定在腰带中间。①

白天，您可以根据需要调整支撑水平。

保养

清洗之前，请闭合钩环紧固件。可在30°C下机洗（轻柔模式）。

请勿机洗该装备超过10次。请勿干洗。请勿使用洗涤剂、柔软剂或腐蚀性产品（氯化产品等）。请勿使用脱水机。请勿熨烫。

施压拧紧。远离热源（加热器、阳光等）晾干。平放晾干。

存放

请室温保存，最好存放在原始包装中。

弃置

根据本地现行规范弃置。

请保留本说明书单页

حزام للصدر وأسفل الظهر للولادة

الوصف/الغرض:

الهزال مخصوص فقط لعلاج المؤشرات المذكورة وللمرضى الذين توافق
فياساتهم مع جدول المقاسات.

التكوين:

بطانة مريحة من ألياف الخيزران.

شريط دعم للطن بمقاسات مختلفة (شريط متواافق مع محيط ورك > 106 سم ① ، والثاني متواافق مع محيط ورك < 106 سم ②).

حزام أضافي يناسب ورك وقابل للضييق بواسطة لاصقات. ③

شراين مريحة عند الظهر. ④

المكونات القماشية: بولياميد - عديد الالياف - بوليستر - إيلاستن -

بلاستيكوديان - فلوكسون - عديد أوكسي ميثيلين.

الخصائص/طريقة العمل:

يسمح الجهاز بتخفيف قلق الطفل على الظهر.

يتنفس الجهاز تماماً مناسباً للطن: تناوب أشرطة دعم البطن الجسم تماماً طوال فترة الحمل وتنفس البطن بقوه.

دوعاي الاستعمال:

الآلام أسلف الظهر المصاحبة للحمل.

الآلام الحوض المصاحبة للحمل (آلم الحوض الخلفي، آلم الحوض العجزي، الآلام الارتفاقية).

موانع الاستعمال:

لا يستخدم في حالة وجود حساسية معروفة لأي من مكوناته.

لا تضع الفتنة على اتصال مباشر مع جلد مصاب بجرح.

الاحتياطات:

تحقق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.

ارتدِ الجهاز فوق ملابس رقيقة.

لا يستخدم الجهاز إذا كان الغا.

التزم بدقة بالوصفات الطبية وبروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

قبل أول استخدام للجهاز، يوصى بتشكيل الشرائح على ظهر المريض بواسطة أخصائي رعاية صحية.

لا تستخدم الجهاز أثناء النوم.

في حالة الإحساس بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الآلام، أو بأحساس غير طبيعي، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائي رعاية صحية.

يوصى بإحكام شرب الشريحة على ظهر المريض دون ضغط زائد.

الأثار الجانبية غير المرغوب فيها:

يمكن أن يسبب هذا الجهاز تفاعلات حادة (احمرار حكة، تهيج، الخ).

يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطنة المختصة في الدولة العضو التي يوجد فيها المستخدم وأو المريض بأى حادث خطير يتعلق بالجهاز.

طريقة الاستعمال/الوضع:

تركيب الجهاز

شرط دعم البطن الموضوع بالفعل على الحزام هو الشريط المتواافق مع محيط ورك > 106 سم. ④

إذا كان هذا يناظر مقاسات الحالي، انتقل مباشرةً إلى إرشادات التركيب.

إذا كان مقاس قفص الورك لديك أكبر من 106 سم: قم بإزالة شريط البطن الموضوع على الحزام، استبدله بالشريط الثاني ثم اربطه بالجزء الخاص بالظهور من الحزام، بواسطة أحد الجزئين اللاصفين. ⑤

يجب توجيه الملصقين في نفس الاتجاه.

يجب أن يشير رأس الحرف "W" الموجود في منتصف الشريط إلى الأسفل. ⑥

ضبط الحزام الإضافي ⑦

من الممكن أيضاً تعديل وضع الاصطفات الموجودة في الظهر:

- عند وضعها بالعلوي، سيتم تثبيت أعلى ظهرك. ①

- عند وضعها في وضع أكثر انخفاضاً، سيتم تثبيت أسفل ظهرك. ②

في حالة عرق النساء، من الممكن دعم الجانب المولم بشكل أكثر فعالية عن

طريق تعديل ضبط الشريط الإضافي الموجود على نفس الجانب. ③

تركيب الجهاز:

ثبت الحزام باستخدام حلقة الإصبع. ⑤

يجب أن يشير رأس الحرف "W" إلى الأسفل.

يجب أن يكون الحزام مرتكزاً على العمود الفقري: يجب وضع شرائح للسرير. ⑥

كما يجب أن يكون الحزام مرتكزاً على العمود الفقري: يجب وضع شرائح

الظهور على جانب العمود الفقري. ⑦

إذا لم يكن كذلك، اضبطه باستخدام شرائط التوسبيط في الظهر

يجب أن يصل أسفل الحزام إلى مستوى شق الالبس.

الدعم أكثر ملاءمة، من الممكن أن تستخدم الحزام الإضافي.

في وقت واحد وشكلاً متساوياً، اخذن الحزام الإضافي. ⑧

ثبت اللاصقات في منتصف شريط البطن. ⑨

خلال النهار، امكانية ضبط مستوى الدعم وفقاً لاحتياجات.

الصيادة

أغلق المساكين الذاتية قبل الغسيل. يمكن غسله بالفالس الكهربائية على

درجة حرارة 30 درجة مئوية (دوره الملابس الرقيقة). لا تغير الجهاز

في الغسالة أكثر من 10 مرات. لا تستخدم الشطف الجاف. لا تستخدم

المطبلات أو المعتمات أو المنتجات القوية (المستحضرات المضادة لها كافور...).

لا تستخدم المحفج. لا يتم كي المنتج. يتم عصر المنتج عن طريق الضغط.

يتم التعرف بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...). يتم

التجفيف على سطح مستو.

التخزين

يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه في عبوته

الأصلية.

التخلص

تخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية المعمول بها.

احفظ بهذا الدليل

تحقيق من سلامة الجهاز قبل كل استخدام.

ارتدِ الجهاز فوق ملابس رقيقة.

لا يستخدم الجهاز إذا كان الغا.

الالتزام بدقة بالوصفات الطبية وبروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

قبل أول استخدام للجهاز، يوصى بتشكيل الشريحة على ظهر المريض

بواسطة أخصائي رعاية صحية.

لا تستخدم الجهاز أثناء النوم.

في حالة الإحساس بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الآلام، أو بأحساس

غير طبيعي، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائي رعاية صحية.

يوصى بإحكام شرب الشريحة بشكل مناسب من أجل ضمان الدعم دون

ضغط زائد.

الأثار الجانبية غير المرغوب فيها:

يمكن أن يسبب هذا الجهاز تفاعلات حادة (احمرار حكة، تهيج، الخ).

يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطنة المختصة في الدولة العضو التي يوجد

فيها المستخدم وأو المريض بأى حادث خطير يتعلق بالجهاز.

طريقة الاستعمال/الوضع:

تركيب دعم البطن الموضوع بالفعل على الحزام هو الشريط المتواافق مع

محيط ورك > 106 سم. ④

إذا كان هذا يناظر مقاسات الحالي، انتقل مباشرةً إلى إرشادات التركيب.

إذا كان مقاس قفص الورك لديك أكبر من 106 سم: قم بإزالة شريط

البطن الموضوع على الحزام، استبدله بالشريط الثاني ثم اربطه بالجزء

الخاص بالظهور من الحزام، بواسطة أحد الجزئين اللاصفين. ⑤

يجب توجيه الملصقين في نفس الاتجاه.

يجب أن يشير رأس الحرف "W" الموجود في منتصف الشريط إلى

الأسفل. ⑥

ضبط الحزام الإضافي ⑦

من الممكن أيضاً تعديل وضع الاصطفات الموجودة في الظهر:

- عند وضعها بالعلوي، سيتم تثبيت أعلى ظهرك. ①

- عند وضعها في وضع أكثر انخفاضاً، سيتم تثبيت أسفل ظهرك. ②

في حالة عرق النساء، من الممكن دعم الجانب المولم بشكل أكثر فعالية عن

www.thuasne.com
www.thuasne.com/global-contact



©Thuasne - 2023201 (2021-02)



Thuasne SAS – SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 – capital 1 950 000 euros
120, rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret (France)